

EICKEMEYER

Kabel elektrody neutralnej do jednostek EickTron

Przewód łączący metalową elektrodę neutralną 323141 z gniazdem jednostki EickTron 160 lub 4.0.



Cena na zapytanie

Kod produktu	323138
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/kabel-elektrody-neutralnej-do-eicktron

Opis

Kabel elektrody neutralnej – element, bez którego diatermia nie ruszy

Kabel łączy płytkę neutralną 323141 z gniazdem elektrody biernej w jednostce. Zacisk na końcu chwyta krawędź płytki, wtyczka pasuje do EickTron 160 i 4.0. Jednostka EickTron 4.0 monitoruje ciągłość tego połączenia, więc przetarty kabel objawi się blokadą cięcia i komunikatem – to zabezpieczenie, nie usterka.

Zgodność kabla neutralnego z jednostkami EickTron

- EickTron 160 (323135) i EickTron 4.0 (323400) – według producenta,
- do elektrody neutralnej 323141 (wymagana, osobno).

Warto mieć drugi kabel w szufladzie: uszkodzenie przewodu w środku dnia zabiegowego zatrzymuje całą diatermię monopolarną.

Kabel elektrody neutralnej a kabel elektrody doodbytniczej

To dwa różne przewody: ten podłącza płytkę 323141, a kabel 323145 – elektrodę doodbytniczą 323142. Wtyczki po stronie jednostki są te same, różni się końcówka po stronie elektrody. Ten kabel nie idzie do autoklawu – wystarczy przetrzeć go środkiem do dezynfekcji powierzchni.

Dane techniczne

Kod produktu	323138
Numer katalogowy producenta	323138
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 06.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/kabel-elektrody-neutralnej-do-eicktron>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX