

DR. MACH

Lampa zabiegowa Dr. Mach LED 115, wersja statyw jezdny 5-ramienny

Lampa zabiegowa Dr. Mach LED 115 na statywie jezdny: 60 000 lx, 4000 K, Ra 97, 7 LED, pole 11 cm, stałe. Ściemnianie 50–100 %, produkcja niemiecka.

**4 461,77 zł**

brutto (VAT 8%) · netto 4 131,27 zł

Kod produktu	1153101200
--------------	------------

Producent	Dr. Mach
-----------	----------

Dostępność	niedostępny
------------	-------------

Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/lampa-zabiegowa-dr-mach-led-115-statyw-jezdny
-----------------	---

Opis

Lampa zabiegowa Dr. Mach LED 115 – 60 000 lx na statywie jezdny

Dr. Mach LED 115 to najmniejsza lampa zabiegowa w ofercie niemieckiego producenta – 7 diod w czaszy o średnicy 22 cm daje 60 000 lx skupione w polu o średnicy 11 cm. To światło do badania ucha, oka, jamy ustnej, do drobnych zabiegów i szycia ran, a nie do dużej chirurgii. W małym gabinecie weterynaryjnym często okazuje się, że więcej nie potrzeba.

Co wyróżnia lampę Dr. Mach LED 115

Temperatura barwowa 4000 K jest nieco cieplejsza niż w większych modelach, a Ra 97 oznacza, że kolor błony śluzowej czy tkanki w ranie wygląda tak, jak wygląda naprawdę. Jasność reguluje się płynnie od 50 do 100 %, a lampa praktycznie nie grzeje – można trzymać ją blisko pacjenta przez cały zabieg. Odległość robocza 25–100 cm pozwala zbliżyć głowicę bardziej niż w lampach z serii 120 i 130.

Światło lampy zabiegowej LED 115 w liczbach

- natężenie 60 000 lx, regulacja jasności w zakresie 50–100 %,

- temperatura barwowa 4000 K, współczynnik oddawania barw Ra 97,
- pole świetlne Ø 11 cm, stałe, odległość robocza 25–100 cm,
- 7 diod LED, trwałość co najmniej 60 000 godzin,
- pobór mocy 10 W, średnica czaszy 22 cm.

Wersja na statywie jezdnym pięcioramiennym – jak zamontować lampę LED 115

Statyw jezdny z pięcioramienną podstawą jest stabilny nawet przy maksymalnym wysunięciu ramienia. Lampę przewozi się tam, gdzie akurat jest pacjent, a zasilanie bierze z najbliższego gniazdka. To najprostszy sposób, żeby mieć porządne światło w gabinecie bez wiercenia w ścianie czy suficie.

Porównanie lamp zabiegowych Dr. Mach

Porównanie lamp zabiegowych Dr. Mach dostępnych w VetX

Model	Natężenie	Barwa	Ra	Pole świetlne	LED	Pobór mocy
Dr. Mach LED 115	60 000 lx	4000 K	97	Ø 11 cm, stałe	7	10 W
Dr. Mach Light LED 120	40 000 lx	4500 K	96	Ø 15 cm, stałe	12	9 W
Dr. Mach Light LED 120F	50 000 lx	4500 K	96	Ø 13–18 cm, ogniskowane	12	9 W
Dr. Mach LED 130F	70 000 lx	4500 K	96	Ø 13–19 cm, ogniskowane	19	16 W
Dr. Mach LED 130 Plus	100 000 lx	4500 K	96	Ø 12 cm, stałe	19	16 W
Dr. Mach LED 150	110 000 lx	4500 K	97	Ø 19 cm, stałe	26	35 W

Która lampa zabiegowa Dr. Mach do jakiego gabinetu?

Do rutynowych badań i drobnych zabiegów wystarczą lampy LED 115 i Light LED 120. Ogniskowane 120F i 130F przydają się tam, gdzie raz oświetla się całe pole, a raz jeden ząb czy kanał słuchowy. LED 130 Plus i LED 150 to już oświetlenie na salę zabiegową i operacyjną małych zwierząt – 100 000 i 110 000 lx w polu, w którym nie ma czego szukać po omacku.

Zdjęcie pokazuje głowicę lampy LED 115 – jest wspólna dla wszystkich wersji montażu. Ramię, statyw albo mocowanie sufitowe wyglądają inaczej niż na zdjęciu. Wszystkie lampy Dr. Mach są produkowane w Niemczech, z gwarancją dostępności części zamiennych.

Dane techniczne

Kod produktu	1153101200
Numer katalogowy producenta	1153101200
Producent	Dr. Mach
Jednostka	szt.

Numer seryjny	nie dotyczy
---------------	-------------

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/lampa-zabiegowa-dr-mach-led-115-statyw-jezdny>.
Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX