

DR. MACH

Lampa zabiegowa Dr. Mach Light LED 120, wersja ścienna z ramieniem Swing

Lampa zabiegowa Dr. Mach Light LED 120 w wersji ściennej: 40 000 lx, 4500 K, Ra 96, 12 LED, pole 15 cm, stałe. Ściemnianie 50–100 %, produkcja niemiecka.



6 673,95 zł

brutto (VAT 8%) · netto 6 179,58 zł

Kod produktu 1203102202

Producent Dr. Mach

Dostępność niedostępny

Adres w sklepie <https://vetx.elmedico.pl/p/lampa-zabiegowa-dr-mach-light-led-120-scienna>

Opis

Lampa zabiegowa Dr. Mach Light LED 120 – 40 000 lx w wersji ściennej

Dr. Mach Light LED 120 to lampa zabiegowa o stałym polu Ø 15 cm i natężeniu 40 000 lx – taka „na co dzień” do stołu zabiegowego w gabinecie weterynaryjnym. Dwanaście diod w czaszy o średnicy 29 cm oświetla równo całe pole badania, bez ostrego środka i ciemnych brzegów. Pobór mocy 9 W.

Co wyróżnia lampę Dr. Mach Light LED 120

Ra 96 i 4500 K dają neutralne, białe światło, przy którym nie trzeba zgadywać, czy działo jest zaczerwienione, czy tylko tak wygląda w świetle jarzeniówki. Jasność ustawia się uchwytem w zakresie 50–100 %. Lampa jest z tej samej rodziny co 120F, tyle że bez ogniskowania – prostsza, tańsza i zupełnie wystarczająca do badań i zabiegów, w których pole oświetla się w całości.

Światło lampy zabiegowej Light LED 120 w liczbach

- natężenie 40 000 lx, regulacja jasności w zakresie 50–100 %,
- temperatura barwowa 4500 K, współczynnik oddawania barw Ra 96,

- pole świetlne Ø 15 cm, stałe, odległość robocza 70–140 cm,
- 12 diod LED, trwałość co najmniej 60 000 godzin,
- pobór mocy 9 W, średnica czaszy 29 cm.

Wersja ścienna z ramieniem Swing – jak zamontować lampę Light LED 120

Montaż ścienny to najczęstszy wybór do gabinetu, w którym stół zabiegowy stoi przy ścianie. Ramię Swing wysuwa głowicę nad pacjenta, a po badaniu składa się ją z powrotem do ściany, żeby nie przeszkadzała. Zasilanie prowadzi się w ścianie albo natynkowo w korytku – zależnie od tego, co jest w gabinecie możliwe.

Porównanie lamp zabiegowych Dr. Mach

Porównanie lamp zabiegowych Dr. Mach dostępnych w VetX

Model	Natężenie	Barwa	Ra	Pole świetlne	LED	Pobór mocy
Dr. Mach LED 115	60 000 lx	4000 K	97	Ø 11 cm, stałe	7	10 W
Dr. Mach Light LED 120	40 000 lx	4500 K	96	Ø 15 cm, stałe	12	9 W
Dr. Mach Light LED 120F	50 000 lx	4500 K	96	Ø 13–18 cm, ogniskowane	12	9 W
Dr. Mach LED 130F	70 000 lx	4500 K	96	Ø 13–19 cm, ogniskowane	19	16 W
Dr. Mach LED 130 Plus	100 000 lx	4500 K	96	Ø 12 cm, stałe	19	16 W
Dr. Mach LED 150	110 000 lx	4500 K	97	Ø 19 cm, stałe	26	35 W

Która lampa zabiegowa Dr. Mach do jakiego gabinetu?

Do rutynowych badań i drobnych zabiegów wystarczą lampy LED 115 i Light LED 120. Ogniskowane 120F i 130F przydają się tam, gdzie raz oświetla się całe pole, a raz jeden ząb czy kanał słuchowy. LED 130 Plus i LED 150 to już oświetlenie na salę zabiegową i operacyjną małych zwierząt – 100 000 i 110 000 lx w polu, w którym nie ma czego szukać po omacku.

Zdjęcie pokazuje głowicę lampy Light LED 120 – jest wspólna dla wszystkich wersji montażu. Ramię, statyw albo mocowanie sufitowe wyglądają inaczej niż na zdjęciu. Wszystkie lampy Dr. Mach są produkowane w Niemczech, z gwarancją dostępności części zamiennych.

Dane techniczne

Kod produktu	1203102202
Numer katalogowy producenta	1203102202
Producent	Dr. Mach
Jednostka	szt.

Numer seryjny	nie dotyczy
---------------	-------------

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/lampa-zabiegowa-dr-mach-light-led-120-scienna>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX