

DR. MACH

Lampa zabiegowa Dr. Mach Light LED 120, wersja sufitowa z ramieniem Swing

Lampa zabiegowa Dr. Mach Light LED 120 w wersji sufitowej: 40 000 lx, 4500 K, Ra 96, 12 LED, pole 15 cm, stałe. Ściemnianie 50–100 %, produkcja niemiecka.



8 173,18 zł

brutto (VAT 8%) · netto 7 567,76 zł

Kod produktu 1203103330

Producent Dr. Mach

Dostępność niedostępny

Adres w sklepie <https://vetx.elmedico.pl/p/lampa-zabiegowa-dr-mach-light-led-120-sufitowa>

Opis

Lampa zabiegowa Dr. Mach Light LED 120 – 40 000 lx w wersji sufitowej

Dr. Mach Light LED 120 to lampa zabiegowa o stałym polu Ø 15 cm i natężeniu 40 000 lx – taka „na co dzień” do stołu zabiegowego w gabinecie weterynaryjnym. Dwanaście diod w czaszy o średnicy 29 cm oświetla równo całe pole badania, bez ostrego środka i ciemnych brzegów. Pobór mocy 9 W.

Co wyróżnia lampę Dr. Mach Light LED 120

Ra 96 i 4500 K dają neutralne, białe światło, przy którym nie trzeba zgadywać, czy działo jest zaczerwienione, czy tylko tak wygląda w świetle jarzeniówki. Jasność ustawia się prosto uchwytem w zakresie 50–100 %. Lampa jest z tej samej rodziny co 120F, tyle że bez ogniskowania – prostsza, tańsza i zupełnie wystarczająca do badań i zabiegów, w których pole oświetla się w całości.

Światło lampy zabiegowej Light LED 120 w liczbach

- natężenie 40 000 lx, regulacja jasności w zakresie 50–100 %,
- temperatura barwowa 4500 K, współczynnik oddawania barw Ra 96,

- pole świetlne Ø 15 cm, stałe, odległość robocza 70–140 cm,
- 12 diod LED, trwałość co najmniej 60 000 godzin,
- pobór mocy 9 W, średnica czaszy 29 cm.

Wersja sufitowa z ramieniem Swing – jak zamontować lampę Light LED 120

Wersja sufitowa zajmuje zero miejsca na podłodze i przy ścianie. Ramię Swing obraca się wokół punktu mocowania, a głowicę ustawia się jedną ręką za uchwyt – nad stołem zabiegowym, nad wanną, nad stanowiskiem stomatologicznym. Przy montażu trzeba sprawdzić nośność stropu i przygotować wyprowadzenie zasilania w suficie, resztę robi instalator.

Porównanie lamp zabiegowych Dr. Mach

Porównanie lamp zabiegowych Dr. Mach dostępnych w VetX

Model	Natężenie	Barwa	Ra	Pole świetlne	LED	Pobór mocy
Dr. Mach LED 115	60 000 lx	4000 K	97	Ø 11 cm, stałe	7	10 W
Dr. Mach Light LED 120	40 000 lx	4500 K	96	Ø 15 cm, stałe	12	9 W
Dr. Mach Light LED 120F	50 000 lx	4500 K	96	Ø 13–18 cm, ogniskowane	12	9 W
Dr. Mach LED 130F	70 000 lx	4500 K	96	Ø 13–19 cm, ogniskowane	19	16 W
Dr. Mach LED 130 Plus	100 000 lx	4500 K	96	Ø 12 cm, stałe	19	16 W
Dr. Mach LED 150	110 000 lx	4500 K	97	Ø 19 cm, stałe	26	35 W

Która lampa zabiegowa Dr. Mach do jakiego gabinetu?

Do rutynowych badań i drobnych zabiegów wystarczą lampy LED 115 i Light LED 120. Ogniskowane 120F i 130F przydają się tam, gdzie raz oświetla się całe pole, a raz jeden ząb czy kanał słuchowy. LED 130 Plus i LED 150 to już oświetlenie na salę zabiegową i operacyjną małych zwierząt – 100 000 i 110 000 lx w polu, w którym nie ma czego szukać po omacku.

Zdjęcie pokazuje głowicę lampy Light LED 120 – jest wspólna dla wszystkich wersji montażu. Ramię, statyw albo mocowanie sufitowe wyglądają inaczej niż na zdjęciu. Wszystkie lampy Dr. Mach są produkowane w Niemczech, z gwarancją dostępności części zamiennych.

Dane techniczne

Kod produktu	1203103330
Numer katalogowy producenta	1203103330
Producent	Dr. Mach
Jednostka	szt.

Numer seryjny	nie dotyczy
---------------	-------------

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/lampa-zabiegowa-dr-mach-light-led-120-sufitowa>.
Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX