

DR. MACH

Lampa operacyjno-zabiegowa Dr. Mach LED 150, wersja sufitowa z ramieniem Swing

Lampa operacyjno-zabiegowa Dr. Mach LED 150 w wersji sufitowej: 110 000 lx, 4500 K, Ra 97, 26 LED, pole 19 cm, stałe. Ściemnianie 50–100 %, produkcja niemiecka.



14 038,60 zł

brutto (VAT 8%) · netto 12 998,70 zł

Kod produktu 1503303330

Producent Dr. Mach

Dostępność niedostępny

Adres w sklepie <https://vetx.elmedico.pl/p/lampa-operacyjna-dr-mach-led-150-sufitowa>

Opis

Lampa operacyjno-zabiegowa Dr. Mach LED 150 – 110 000 lx w wersji sufitowej

Dr. Mach LED 150 to lampa operacyjno-zabiegowa: 26 diod, 110 000 lx w polu Ø 19 cm, Ra 97. To model na salę operacyjną lecznicy weterynaryjnej, do zabiegów jamy brzusznej, ortopedii i dłuższych operacji, w których pole musi być oświetlone głęboko i bez cieni przez kilka godzin. Czasza o średnicy 40 cm.

Co wyróżnia lampę Dr. Mach LED 150

Producent określa LED 150 jako lampę chirurgiczną i badawczą – wieloelementowy układ soczewek daje pole o jednorodnym natężeniu od środka do brzegu. Ustawienia (jasność 50–100 %, pole) wykonuje się sterlizowalnym uchwytem, a opcjonalnie lampa może mieć regulowaną temperaturę barwową. Pobór mocy 35 W – kilkanaście razy mniej niż w halogenowych lampach operacyjnych podobnej mocy światła.

Światło lampy zabiegowej LED 150 w liczbach

- natężenie 110 000 lx, regulacja jasności w zakresie 50–100 %,
- temperatura barwowa 4500 K, współczynnik oddawania barw Ra 97,

- pole świetlne Ø 19 cm, stałe, odległość robocza 70–140 cm,
- 26 diod LED, trwałość co najmniej 60 000 godzin,
- pobór mocy 35 W, średnica czaszy 40 cm.

Wersja sufitowa z ramieniem Swing – jak zamontować lampę LED 150

Wersja sufitowa zajmuje zero miejsca na podłodze i przy ścianie. Ramię Swing obraca się wokół punktu mocowania, a głowicę ustawia się jedną ręką za uchwyt – nad stołem zabiegowym, nad wanną, nad stanowiskiem stomatologicznym. Przy montażu trzeba sprawdzić nośność stropu i przygotować wyprowadzenie zasilania w suficie, resztę robi instalator.

Porównanie lamp zabiegowych Dr. Mach

Porównanie lamp zabiegowych Dr. Mach dostępnych w VetX

Model	Natężenie	Barwa	Ra	Pole świetlne	LED	Pobór mocy
Dr. Mach LED 115	60 000 lx	4000 K	97	Ø 11 cm, stałe	7	10 W
Dr. Mach Light LED 120	40 000 lx	4500 K	96	Ø 15 cm, stałe	12	9 W
Dr. Mach Light LED 120F	50 000 lx	4500 K	96	Ø 13–18 cm, ogniskowane	12	9 W
Dr. Mach LED 130F	70 000 lx	4500 K	96	Ø 13–19 cm, ogniskowane	19	16 W
Dr. Mach LED 130 Plus	100 000 lx	4500 K	96	Ø 12 cm, stałe	19	16 W
Dr. Mach LED 150	110 000 lx	4500 K	97	Ø 19 cm, stałe	26	35 W

Która lampa zabiegowa Dr. Mach do jakiego gabinetu?

Do rutynowych badań i drobnych zabiegów wystarczą lampy LED 115 i Light LED 120. Ogniskowane 120F i 130F przydają się tam, gdzie raz oświetla się całe pole, a raz jeden ząb czy kanał słuchowy. LED 130 Plus i LED 150 to już oświetlenie na salę zabiegową i operacyjną małych zwierząt – 100 000 i 110 000 lx w polu, w którym nie ma czego szukać po omacku.

Zdjęcie pokazuje głowicę lampy LED 150 – jest wspólna dla wszystkich wersji montażu. Ramię, statyw albo mocowanie sufitowe wyglądają inaczej niż na zdjęciu. Wszystkie lampy Dr. Mach są produkowane w Niemczech, z gwarancją dostępności części zamiennych.

Dane techniczne

Kod produktu	1503303330
Numer katalogowy producenta	1503303330
Producent	Dr. Mach
Jednostka	szt.

Numer seryjny	nie dotyczy
---------------	-------------

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/lampa-operacyjna-dr-mach-led-150-sufitowa>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX