

EICKEMEYER

Worek oddechowy zapasowy do układu Mapleson D-Bain

Część zamienna: worek oddechowy do układu bezzwrotnego Mapleson D-Bain 21309514.



Cena na zapytanie

Kod produktu	21309527
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/worek-zapasowy-do-ukladu-mapleson-d-bain

Opis

Zapasowy worek oddechowy do układu Mapleson D-Bain

Worek jest w tym układzie elementem zużywającym się najszybciej – pracuje przy każdym oddechu, a bywa też ściskany ręcznie przy wentylacji wspomaganej. Producent sprzedaje go osobno, więc drobne uszkodzenie nie oznacza wymiany całego układu oddechowego.

Do czego pasuje ten worek oddechowy

Wyłącznie do układu bezzwrotnego Mapleson D-Bain o numerze katalogowym 21309514 (rura 1,8 m). Jest to pozycja katalogowana jako część zamienna, nie samodzielny worek uniwersalny.

Warto trzymać jeden zapasowy worek w szufladzie przy aparacie. Pęknięcie worka w trakcie znieczulenia unieruchamia stanowisko, a przy najmniejszych pacjentach nie da się go zastąpić workiem 2-litrowym z układu okrężnego.

Kiedy wymienić worek oddechowy

Gdy guma zaczyna być lepka albo matowa, gdy po ściśnięciu worek wraca do kształtu wolniej niż zwykle i zawsze, gdy widać na nim przetarcie. Test jest prosty: zamknięty układ, worek napełniony, ręka na worku – jeśli powietrze ucieka, worek idzie do wymiany, a nie do klejenia.

Dane części zamiennej

- worek oddechowy do układu Mapleson D-Bain,
- pasuje do zestawu 21309514 (1,6–1,8 m),
- pozycja katalogowa: część zamienna,
- nr kat. 21309527.

Dane techniczne

Kod produktu	21309527
Numer katalogowy producenta	21309527
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/worek-zapasowy-do-ukladu-mapleson-d-bain>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX