

EICKEMEYER

Układ okrężny półjednorazowy z pochłaniaczem, workiem 2 l i trójnikiem

Lekki układ okrężny z pochłaniaczem dla pacjentów powyżej 7 kg: rura koaksjalna, trójnik obrotowy 360°, worek 2 l i adapter odprowadzania gazów 30F/22M.



Cena na zapytanie

Kod produktu	213096
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/uklad-okreznny-poljednorazowy-2-l

Opis

Układ okrężny półjednorazowy – mniej anestetyku na zabieg

Układ okrężny z pochłaniaczem CO₂ pozwala prowadzić znieczulenie przy niskim przepływie świeżego gazu, a to przekłada się wprost na zużycie izofluranu albo sewofluranu. Producent kieruje ten zestaw do pacjentów powyżej 7 kg i podkreśla jego małą masę oraz niski opór przepływu.

Co jest w zestawie układu oddechowego

- pochłaniacz (absorber) w wersji półjednorazowej,
- koaksjalna rura pacjenta z trójnikiem obracanym o 360°,
- worek oddechowy 2 l,
- adapter odprowadzania gazów: 30 mm żeński / 22 mm męski.

Dla kogo ten układ okrężny

Dla lecznic, które chcą mieć drugie stanowisko anestezjologiczne bez kupowania pełnego aparatu, i tam, gdzie liczy się czas przygotowania – układ półjednorazowy nie wymaga rozbierania i mycia pochłaniacza po każdym pacjencie.

Trójnik obrotowy o 360° robi tu sporo dobrego: rura nie skręca rurki dotchawiczej niezależnie od tego, jak ułożymy pacjenta. No i przy koaksjalnej budowie mniej płacze się na stole.

Dane układu okrężnego

- dla pacjentów powyżej 7 kg,
- rura koaksjalna z trójnikiem obrotowym 360°,
- worek oddechowy 2 l,
- adapter odprowadzania gazów 30 mm F / 22 mm M,
- konstrukcja lekka, półjednorazowa,
- nr kat. 213096.

Dane techniczne

Kod produktu	213096
Numer katalogowy producenta	213096
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/uklad-okrezny-poljednorazowy-2-l>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.