

EICKEMEYER

Czujnik SpO2 do pulsoksymetrów LifeVet

Weterynaryjny czujnik SpO2 do urządzeń LifeVet P (321865), M (321870) i C (321872). Dobrany do pomiaru u różnych gatunków.



Cena na zapytanie

Kod produktu	321868
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/czujnik-spo2-lifevet

Opis

Czujnik SpO2 do pulsoksymetru LifeVet

Czujnik jest w pulsoksymetrii tym, czym głowica w USG — od niego zależy, czy w ogóle będzie sygnał. Ten model producent projektował pod pomiar u zwierząt, a nie adaptował z pulsoksymetru dla ludzi; deklaruje przydatność u każdego gatunku i optymalny odbiór sygnału.

Do jakich pulsoksymetrów pasuje ten czujnik

Producent wymienia LifeVet P (321865), LifeVet M (321870) i LifeVet C (321872). To część zużywalna — kabel czujnika pracuje w warunkach, w których bywa przygnieciony albo przygryziony, więc zapasowa sztuka w szufladzie to rozsądek, nie luksus.

Jakość sygnału zależy nie tylko od czujnika: klips zakładamy na tkankę o dobrym ukrwieniu i bez pigmentu — u psa i kota najczęściej na język, fałd ucha albo wargę.

Kiedy wymienić czujnik SpO2

Gdy odczyt zaczyna „skakać” mimo dobrze założonego klipsu, gdy urządzenie coraz częściej zgłasza brak sygnału i zawsze, gdy widać przetarcie izolacji przy wtyku. Uszkodzony czujnik potrafi zaniżać saturację i wywoływać fałszywe alarmy, co w trakcie znieczulenia kosztuje więcej nerwów niż nowy czujnik.

Dane czujnika SpO2

- czujnik weterynaryjny do pomiaru SpO₂,
- zgodny z LifeVet P (321865), M (321870) i C (321872),
- przeznaczony dla różnych gatunków,
- nr kat. 321868.

Dane techniczne

Kod produktu	321868
Numer katalogowy producenta	321868
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/czujnik-spo2-lifevet>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.