

EICKEMEYER

Stół operacyjny mobilny Eickemeyer X-BASE MOVE 50 × 130 cm, hydrauliczny

Mobilna wersja stołu X-BASE: kolumna aluminiowa, podstawa X ze stali nierdzewnej na czterech podwójnych kółkach z hamulcem, blat 50 × 130 cm z regulacją wysokości 72–112 cm i przechyłem do 90°. Pompa nożna, bez elektryki.



Cena na zapytanie

Kod produktu	601420
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/stol-operacyjny-mobilny-x-base-move-50x130

Opis

Stół operacyjny X-BASE MOVE 50 × 130 – mobilna wersja najpopularniejszego stołu Eickemeyer

Stoły X-BASE to najczęściej wybierana seria stołów operacyjnych Eickemeyer. Wersja MOVE dokłada do sprawdzonej kolumny podstawę w kształcie litery X na czterech podwójnych kółkach z hamulcem, więc stół można przetoczyć z sali zabiegowej do gabinetu albo ustawić pod lampą dokładnie tam, gdzie akurat jest potrzebny. Napęd jest hydrauliczny: bezobsługowa pompa uruchamiana stopą, żadnego kabla zasilającego pod nogami.

Szczupła kolumna z anodowanego aluminium zajmuje mało miejsca pod blatem. Krzesło operacyjne da się wsunąć głęboko pod stół, co przy dłuższych zabiegach na siedząco (okulistyka, stomatologia, drobna chirurgia) oszczędza plecy.

Co wyróżnia ten mobilny stół operacyjny

- regulacja wysokości 72–112 cm, płynna, pompą nożną,

- przechył blatu do 90°, ustawiany jedną ręką,
- blat ze stali nierdzewnej 50 × 130 cm z zaokrąglonymi narożnikami, krawędzią przeciwkapiącą i otworem odpływowym,
- podstawa X ze stali nierdzewnej, cztery podwójne kółka z hamulcem,
- powierzchnie łatwe do mycia i dezynfekcji.

Producent zaleca do tego stołu matę gumową 602150 (dopasowana do blatu 50 × 130 cm, dostępna osobno). Do X-BASE pasuje też system szyn 605050 i taca stomatologiczna 605102.

Do jakich zabiegów nadaje się ten stół operacyjny

Stół operacyjny do chirurgii miękkiej i ortopedii

Blat ze stali nierdzewnej z krawędzią przeciwkapiącą i otworem odpływowym zbiera płyny z pola operacyjnego i daje się zdezynfekować w kilka minut między pacjentami. Przechył blatu przydaje się przy zabiegach w obrębie jamy brzusznej, gdy trzeba ułożyć pacjenta w pozycji Trendelenburga, a także przy pracy na kończynach.

Stół do stomatologii i zabiegów przy głowie

Z półokrągłą tacą stomatologiczną (dostępna osobno) stół zamienia się w stanowisko do sanacji jamy ustnej: głowa pacjenta leży nad tacą z sitem, płyn z płukania spływa do odpływu, a nie na podłogę.

Stół zabiegowy na co dzień

Zakres wysokości 72–112 cm pozwala pracować na siedząco przy drobnych zabiegach i na stojąco przy dłuższych operacjach, bez zmiany stołu. Ten sam blat służy do badań, USG, cewnikowania i przygotowania pacjenta do znieczulenia.

Porównanie stołów operacyjnych Eickemeyer

Model	Blat	Wysokość	Przechył	Napęd	Podstawa
X-BASE MOVE 50 × 130 (601420)	stal nierdzewna, 130 × 50 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny, pompa nożna	X, 4 podwójne kółka z hamulcem
X-BASE MOVE 60 × 130 (601430)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny, pompa nożna	X, 4 podwójne kółka z hamulcem
Stół elektryczny 50 × 130 (601550)	stal nierdzewna, 130 × 50 cm	72–112 cm	do 90°	elektryczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
Stół elektryczny 60 × 130 (601560)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	elektryczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy

Model	Błat	Wysokość	Przechył	Napęd	Podstawa
Stół hydrauliczny 50 × 130 (601950)	stal nierdzewna, 130 × 50 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
Stół hydrauliczny 60 × 130 (601960)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
Stół hydrauliczny, błat płaski 60 × 130 (601940)	stal nierdzewna, płaski, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
V-Top elektryczny (602060)	dwa panele ze stali nierdzewnej, 140 × 50 cm	72–112 cm	do 75°	elektryczny	X, 4 regulowane stopy (opcjonalnie kółka)
V-Top hydrauliczny (602070)	dwa panele ze stali nierdzewnej, 140 × 50 cm	72–112 cm	do 75°	hydrauliczny	X, 4 regulowane stopy (opcjonalnie kółka)
HEDO (603618)	przezierny dla RTG, zdejmowany, 134 × 39 cm	72,5–92,5 cm	opcja (rozbudowa)	elektryczny, jedno- lub dwustronny	4 blokowane kółka skrętne
Scissor Table II (604200)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	28–105 cm	opcja	elektryczny, pedał	nożycowa, stacjonarna

Dla kogo jest stół X-BASE MOVE 50 × 130

Dla lecznic, które mają jedną salę zabiegową i chcą używać tego samego stołu do zabiegów i do badań, oraz dla wszystkich, którzy nie chcą prowadzić instalacji elektrycznej pod stół. Błat 50 cm zajmuje mniej miejsca i wystarcza przy kotach i psach małych oraz średnich; przy dużych rasach lepiej spojrzeć na wersję 60 × 130 (601430).

Dane techniczne

Kod produktu	601420
Numer katalogowy producenta	601420
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.

Numer seryjny	nie dotyczy
---------------	-------------

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/stol-operacyjny-mobilny-x-base-move-50x130>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX