

EICKEMEYER

Stół operacyjny Eickemeyer 60 × 130 cm, hydrauliczny, blat płaski

Stacjonarny stół operacyjny z blatem ze stali nierdzewnej 60 × 130 cm (wersja z płaskim blatem), napęd hydrauliczny, wysokość 72–112 cm, przechył jednokierunkowy do 90°. Podstawa ze stali nierdzewnej na czterech regulowanych stopach, 3 lata gwarancji.



Cena na zapytanie

Kod produktu	601940
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/stol-operacyjny-eickemeyer-60x130-hydrauliczny-blat-plaski

Opis

Stół operacyjny 60 × 130 cm z napędem hydraulicznym – klasyka Eickemeyer

Stół hydrauliczny Eickemeyer ma zamknięty, bezobsługowy mechanizm – wysokość i przechył blatu reguluje się bez zasilania z sieci, więc stół można postawić w sali bez gniazdka w podłodze i nie martwić się kablem. Podstawa ze stali nierdzewnej stoi na czterech niezależnie regulowanych gumowych stopach, dzięki czemu stół nie kiwa się nawet na nierównej posadzce starego budynku.

Blat ze stali nierdzewnej ma zaokrąglone krawędzie, silikonowe uszczelnienie, krawędź przeciwkapiącą i otwór odpływowy – w tej wersji blat jest płaski, bez profilowania. Jednokierunkowy przechył do 90° ułatwia ułożenie pacjenta do zabiegów brzusznych i spłukanie blatu po operacji.

Parametry stołu operacyjnego 601940

- blat 60 × 130 cm, stal nierdzewna, płaski,
- regulacja wysokości 72–112 cm, napęd hydrauliczny, zamknięty i bezobsługowy,
- przechył jednokierunkowy do 90°,

- podstawa ze stali nierdzewnej, 4 regulowane stopy,
- łatwe mycie i dezynfekcja, 3 lata gwarancji producenta.

Pasująca mata gumowa: 602160 (dostępna osobno). Do tej serii producent oferuje też przenośny wózek 601775, na którym stół można przewozić między pomieszczeniami.

Do jakich zabiegów nadaje się ten stół operacyjny

Stół operacyjny do chirurgii miękkiej i ortopedii

Błat ze stali nierdzewnej z krawędzią przeciwkapiącą i otworem odpływowym zbiera płyny z pola operacyjnego i daje się zdezynfekować w kilka minut między pacjentami. Przechył blatu przydaje się przy zabiegach w obrębie jamy brzusznej, gdy trzeba ułożyć pacjenta w pozycji Trendelenburga, a także przy pracy na kończynach.

Stół do stomatologii i zabiegów przy głowie

Z półokrągłą tacą stomatologiczną (dostępna osobno) stół zamienia się w stanowisko do sanacji jamy ustnej: głowa pacjenta leży nad tacą z sitem, płyn z płukania spływa do odpływu, a nie na podłogę.

Stół zabiegowy na co dzień

Zakres wysokości 72–112 cm pozwala pracować na siedząco przy drobnych zabiegach i na stojąco przy dłuższych operacjach, bez zmiany stołu. Ten sam blat służy do badań, USG, cewnikowania i przygotowania pacjenta do znieczulenia.

Porównanie stołów operacyjnych Eickemeyer

Model	Błat	Wysokość	Przechył	Napęd	Podstawa
X-BASE MOVE 50 × 130 (601420)	stal nierdzewna, 130 × 50 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny, pompa nożna	X, 4 podwójne kółka z hamulcem
X-BASE MOVE 60 × 130 (601430)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny, pompa nożna	X, 4 podwójne kółka z hamulcem
Stół elektryczny 50 × 130 (601550)	stal nierdzewna, 130 × 50 cm	72–112 cm	do 90°	elektryczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
Stół elektryczny 60 × 130 (601560)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	elektryczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
Stół hydrauliczny 50 × 130 (601950)	stal nierdzewna, 130 × 50 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy

Model	Błat	Wysokość	Przechył	Napęd	Podstawa
Stół hydrauliczny 60 × 130 (601960)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
Stół hydrauliczny, błat płaski 60 × 130 (601940)	stal nierdzewna, płaski, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
V-Top elektryczny (602060)	dwa panele ze stali nierdzewnej, 140 × 50 cm	72–112 cm	do 75°	elektryczny	X, 4 regulowane stopy (opcjonalnie kółka)
V-Top hydrauliczny (602070)	dwa panele ze stali nierdzewnej, 140 × 50 cm	72–112 cm	do 75°	hydrauliczny	X, 4 regulowane stopy (opcjonalnie kółka)
HEDO (603618)	przezierny dla RTG, zdejmowany, 134 × 39 cm	72,5–92,5 cm	opcja (rozbudowa)	elektryczny, jedno- lub dwustronny	4 blokowane kółka skrętne
Scissor Table II (604200)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	28–105 cm	opcja	elektryczny, pedał	nożycowa, stacjonarna

Który stół operacyjny Eickemeyer wybrać

Wersję hydrauliczną warto wybrać tam, gdzie nie ma wygodnego zasilania albo gdzie stół ma czasem stać na sali bez gniazdka. Błat 60 cm to wygoda przy dużych psach i asyście po obu stronach stołu.

Dane techniczne

Kod produktu	601940
Numer katalogowy producenta	601940
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/stol-operacyjny-eickemeyer-60x130-hydrauliczny-blat-plaski>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.