

EICKEMEYER

Mata gumowa na stół operacyjny Eickemeyer 124,5 × 55 cm, szara

Antypoślizgowa mata z naturalnego kauczuku (bez PVC) na blat 60 × 130 cm, szara, z zaokrąglonymi narożnikami. Chroni blat i daje pacjentowi pewne oparcie.



Cena na zapytanie

Kod produktu	602160
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/mata-na-stol-operacyjny-60x130

Opis

Mata na stół operacyjny 60 × 130 cm

Pacjent w znieczuleniu na gołej stali ślizga się i szybko traci ciepło. Mata gumowa Eickemeyer rozwiązuje obie sprawy naraz: antypoślizgowa powierzchnia trzyma zwierzę w ułożonej pozycji, a warstwa kauczuku izoluje od zimnego blatu. Przy okazji chroni stal przed zarysowaniem pazurami i narzędziami.

Mata gumowa Eickemeyer – szczegóły

- wymiar 124,5 × 55 cm, dopasowany do blatu 60 × 130 cm (mata jest odrobinę mniejsza od blatu, żeby nie zasłaniać krawędzi przeciwkapiącej),
- naturalny kauczuk, bez PVC – uwaga: zawiera lateks,
- szary wzór, zaokrąglone narożniki,
- do mycia i dezynfekcji środkami powierzchniowymi.

Dobierz matę do blatu: 124,5 × 55 cm pasuje do stołów 60 × 130 cm (np. 601430, 601560, 601960).

Jak dbać o matę na stole operacyjnym

Po zabiegu matę zdejmuje się, spłukuje i przeciera środkiem do dezynfekcji powierzchni; kauczuk nie lubi za to długiego moczenia w silnych utleniaczach. Warto mieć dwie maty na zmianę – jedna schnie, druga leży na stole. Przy pacjentach z podejrzeniem alergii na lateks (rzadkość u zwierząt, częściej u ludzi z zespołu) użyj podkładu jednorazowego między matą a pacjentem.

Dane techniczne

Kod produktu	602160
Numer katalogowy producenta	602160
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/mata-na-stol-operacyjny-60x130>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.