

EICKEMEYER

Stół operacyjny nożycowy Eickemeyer Scissor Table II, stacjonarny, 130 × 60 cm

Elektryczny stół nożycowy opuszczany do 28 cm – duży pies wchodzi na blat sam. Blat ze stali nierdzewnej 130 × 60 cm, wysokość 28–105 cm sterowana pedałem, udźwig 100 kg. Model podstawowy, stacjonarny; opcje: akumulator, zestaw mobilny, elektryczny przechył, waga, taca stomatologiczna.



Cena na zapytanie

Kod produktu	604200
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/stol-operacyjny-nozycowy-scissor-table-ii

Opis

Stół operacyjny nożycowy Scissor Table II – bez dźwigania dużych psów

Najniższe położenie blatu to 28 cm. Owczarek czy labrador wchodzi na stół sam, a potem pedałem podnosisz go do wysokości pracy – maksymalnie 105 cm. Dla zespołu oznacza to koniec dźwigania 40-kilogramowych pacjentów, dla pacjenta mniej stresu przed zabiegiem. Mechanizm nożycowy napędza silnik elektryczny, sterowanie odbywa się nogą, więc ręce zostają wolne.

Blat ze stali nierdzewnej 130 × 60 cm jest gładki, z krawędzią przeciwkapiącą i otworem odpływowym. Pod blatem producent umieścił płytę drewnianą tłumiącą drgania i hałas silnika. Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej, udźwig 100 kg.

Konfiguracja stołu nożycowego Eickemeyer

Ta pozycja to model podstawowy: stacjonarny, w wersji ze stali nierdzewnej, bez opcji. Producent oferuje stół w ośmiu kolorach i z dodatkami, które dobiera się przy zamówieniu:

- opcja akumulatorowa dla stołu stacjonarnego (praca bez kabla),
- zestaw mobilny z akumulatorem (kółka),
- elektryczny przechył blatu,
- wbudowana waga,
- taca stomatologiczna.

W komplecie zasilacz i zaczepty do pasów mocujących. Cenę wersji z opcjami i w kolorze innym niż stal podajemy na zapytanie – napisz, jakiej konfiguracji potrzebujesz.

Stół nożycowy w praktyce

Stół dla dużych i ciężkich pacjentów

Ortopedia dużych ras, zabiegi u psów z bólem kręgosłupa, pacjenci geriatryczni – wszędzie tam, gdzie wnoszenie na stół jest problemem dla zwierzęcia i ludzi.

Stół zabiegowo-operacyjny w jednej sali

Dzięki zakresowi 28–105 cm ten sam stół służy do badania, przygotowania i zabiegu; z opcjonalną wagą ważysz pacjenta od razu przy przyjęciu.

Porównanie stołów operacyjnych Eickemeyer

Model	Blat	Wysokość	Przechył	Napęd	Podstawa
X-BASE MOVE 50 × 130 (601420)	stal nierdzewna, 130 × 50 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny, pompa nożna	X, 4 podwójne kółka z hamulcem
X-BASE MOVE 60 × 130 (601430)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny, pompa nożna	X, 4 podwójne kółka z hamulcem
Stół elektryczny 50 × 130 (601550)	stal nierdzewna, 130 × 50 cm	72–112 cm	do 90°	elektryczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
Stół elektryczny 60 × 130 (601560)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	elektryczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
Stół hydrauliczny 50 × 130 (601950)	stal nierdzewna, 130 × 50 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy

Model	Błat	Wysokość	Przechył	Napęd	Podstawa
Stół hydrauliczny 60 × 130 (601960)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
Stół hydrauliczny, błat płaski 60 × 130 (601940)	stal nierdzewna, płaski, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
V-Top elektryczny (602060)	dwa panele ze stali nierdzewnej, 140 × 50 cm	72–112 cm	do 75°	elektryczny	X, 4 regulowane stopy (opcjonalnie kółka)
V-Top hydrauliczny (602070)	dwa panele ze stali nierdzewnej, 140 × 50 cm	72–112 cm	do 75°	hydrauliczny	X, 4 regulowane stopy (opcjonalnie kółka)
HEDO (603618)	przezierny dla RTG, zdejmowany, 134 × 39 cm	72,5–92,5 cm	opcja (rozbudowa)	elektryczny, jedno- lub dwustronny	4 blokowane kółka skrętne
Scissor Table II (604200)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	28–105 cm	opcja	elektryczny, pedał	nożycowa, stacjonarna

Dla kogo jest stół operacyjny Scissor Table II

Dla lecznic z dużym udziałem dużych psów i dla zespołów, które chcą oszczędzić kręgosłupy. Jeśli operujesz głównie koty i małe psy, wystarczy klasyczny stół kolumnowy.

Dane techniczne

Kod produktu	604200
Numer katalogowy producenta	604200
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/stol-operacyjny-nozycowy-scissor-table-ii>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.