

MOECK

Mata grzewcza MOECK średnia, 100 × 55 cm, do systemów nadmuchowych

Wielorazowa mata grzewcza MOECK w rozmiarze średnia (100 × 55 cm) do urządzeń nadmuchowych. Trzy warstwy tekstylne, pranie w 60 °C, zalecany worek do prania nr 648121.



Cena na zapytanie

Kod produktu	648115
Producent	MOECK
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/mata-grzewcza-moeck-srednia

Opis

Mata grzewcza MOECK średnia – 100 × 55 cm

W narkozie naturalna termoregulacja jest wyłączona i zwierzę potrzebuje ciepła z zewnątrz. Maty MOECK kładzie się pod pacjentem; trzy różne warstwy tekstylne rozprowadzają ciepłe powietrze równomiernie pod całym ciałem. Pacjent jest ogrzewany aktywnie, leży w pozycji odciążającej, a pole operacyjne pozostaje wolne.

Co wyróżnia maty grzewcze MOECK

- trzy warstwy tekstylne zapewniające równomierny rozkład ciepła,
- pacjent leży w pozycji odciążającej,
- wolne pole operacyjne,
- pranie w 60 °C i wielokrotne użycie,
- zgodność z prawie wszystkimi urządzeniami na ciepłe powietrze dostępnymi na rynku,
- wymiary: 100 × 55 cm.

Producent zdecydowanie zaleca pranie maty w dedykowanym worku (nr kat. 648121). Bez worka mata płacze się w bębnie i szybko traci szczelność.

Kiedy wybrać matę w rozmiarze średnia

Średnia mata 100 × 55 cm obejmuje psa średniej rasy na całej długości tułowia. To rozmiar, który w typowej lecznicy małych zwierząt sprawdza się najczęściej.

Dla kogo jest ta mata grzewcza

Dla lecznic używających nadmuchowego ogrzewania pacjenta – także innej marki niż EickWarm.

Dane techniczne

Kod produktu	648115
Numer katalogowy producenta	648115
Producent	MOECK
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/mata-grzewcza-moeck-srednia>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.