


EME

## Aparat do magnetoterapii EME Magnetomed 8400, 4 kanały

Włoski aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości z 4 niezależnymi kanałami po 100 Gs, częstotliwość do 100 Hz, stacjonarny, z wózkiem. Aplikatory (cewki, płaskie) dobierane do pacjenta.



### Cena na zapytanie

|                 |                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod produktu    | EME-MAGNETOMED-8400                                                                                                                                           |
| Producent       | EME                                                                                                                                                           |
| Dostępność      | niedostępny                                                                                                                                                   |
| Adres w sklepie | <a href="https://vetx.elmedico.pl/p/aparat-do-magnetoterapii-eme-magnetomed-8400">https://vetx.elmedico.pl/p/aparat-do-magnetoterapii-eme-magnetomed-8400</a> |

### Opis

#### Aparat do magnetoterapii EME Magnetomed 8400 – linia Prestige z Włoch

Magnetomed 8400 to stacjonarny aparat magnetoterapii z wózkiem i czterema w pełni niezależnymi kanałami – każdy z własną indukcją 100 Gs. Kanały uruchamia się pojedynczo, parami albo wszystkie naraz, więc jeden sterownik obsługuje cewkę z leżanką i jednocześnie dwa–trzy aplikatory płaskie.

Producent podaje indukcję 100 gaussów (10 mT) na każdy kanał, częstotliwość do 100 Hz, regulowany współczynnik wypełnienia 10–100 % oraz pamięć 81 protokołów + 200 własnych, karta Smart Card. Aplikatory EME mają ekranowanie MFC, które według producenta wyraźnie ogranicza pole poza aplikatorem – w ciasnym gabinecie to zaleta.

#### Aplikatory magnetoterapii do EME Magnetomed 8400

W ofercie EME są solenoidy (cewki) o średnicy 30 i 60 cm z leżanką, aplikatory płaskie 16 × 10 × 3,5 cm oraz aplikatory prostokątne i pasy. Dobór zależy od gatunku i wielkości pacjenta: koty i małe psy – cewka 30 cm, średnie i duże psy – cewka 60 cm z leżanką, konie – aplikatory płaskie na pasach. Konfigurację wyceniamy na zapytanie.

## Porównanie aparatów do magnetoterapii EME Magnetomed

| Model           | Kanały | Indukcja        | Częstotliwość | Ekran                  | Protokoły          | Wykonanie |
|-----------------|--------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------|
| Magnetomed 7200 | 2      | 100 Gs na kanał | do 100 Hz     | 6" Touch&Scroll        | 100 + 200 własnych | przenośny |
| Magnetomed 8400 | 4      | 100 Gs na kanał | 1-100 Hz      | 320 × 240 Touch&Scroll | 81 + 200 własnych  | z wózkiem |

## Magnetoterapia niskiej częstotliwości aparatem EME Magnetomed 8400 u zwierząt

Producent wskazuje wspomaganie regeneracji tkanek, szczególnie kostnej. W praktyce weterynaryjnej magnetoterapię stosuje się po osteosyntezach, przy opóźnionym zroście, w zmianach zwyrodnieniowych stawów i w przewlekłych stanach zapalnych; zabieg nie wymaga golenia ani sedacji.

Dane techniczne pochodzą z katalogu producenta i jego dystrybutorów; wymiary i masę sterownika potwierdzamy przy zamówieniu. Cena na zapytanie – zależy od zestawu aplikatorów.

### Dane techniczne

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Kod produktu  | EME-MAGNETOMED-8400 |
| Producent     | EME                 |
| Jednostka     | szt.                |
| Numer seryjny | nie dotyczy         |

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/aparat-do-magnetoterapii-eme-magnetomed-8400>.  
Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.