

MIDMARK

Parownik Midmark VIP 3000 na izofluran well-fill

Parownik TEC 3 Midmark VIP 3000 kalibrowany do izofluranu, napełnianie well-fill (wlew lejkowy). Stężenie niezależne od przepływu i temperatury, blokada pokrętki, duży wziernik.

**13 873,17 zł**

brutto (VAT 8%) - netto 12 845,53 zł

Kod produktu	M91305430
--------------	-----------

Producent	Midmark
-----------	---------

Dostępność	niedostępny
------------	-------------

Waga	6.8 kg
------	--------

Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/parownik-midmark-vip-3000-izofluran-well-fill
-----------------	---

Opis

Parownik, który nie zmienia stężenia

VIP 3000 to parownik typu TEC 3 produkowany przez Midmark dla weterynarii. Jego konstrukcja pilnuje, żeby stężenie izofluranu na wyjściu nie zależało od przepływu gazu, temperatury w sali, czasu pracy, poziomu cieczy ani wahań ciśnienia zwrotnego – oczywiście w zakresie klinicznym. To model dedykowany wyłącznie do izofluranu, w wersji well-fill (wlew lejkowy).

Co dostaje anestezjolog

- Automatyczną kompensację przepływu i temperatury.
- Duże, czytelne pokrętko stężenia z blokadą, która nie pozwala włączyć parownika przypadkiem.
- Duży wziernik poziomu cieczy – jedno spojrzenie i wiadomo, ile anestetyku zostało.
- Napełnianie lejkowe, czyli klasyczny wlew z butelki bez dodatkowego adaptera.

Parownik pasuje do aparatów Midmark Matrx VMS, VMS Plus, VME2 i VMR. Do VMS Plus i VME2 potrzebny jest zestaw montażowy parownika (w tych aparatach jest w komplecie).

Wymiary i masa

Wysokość 205 mm, szerokość 135 mm, głębokość 140 mm, masa 6,8 kg. Numer katalogowy producenta: 91305430.

Dane techniczne

Kod produktu	M91305430
Numer katalogowy producenta	91305430
Producent	Midmark
Waga	6.8 kg
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/parownik-midmark-vip-3000-izofluran-well-fill>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.