

ZONCARE

Głowica convex Zoncare 3C5PDS 1,0–7,5 MHz

Głowica convex 1,0–7,5 MHz do aparatów Zoncare VU60, VU3EXP. Jama brzuszna i rozród.



Cena na zapytanie

Kod produktu	ZON-GL-3C5PDS
Producent	Zoncare
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-convex-zoncare-3c5pds

Opis

Duża głowica do dużych pacjentów

Convex 1–7,5 MHz o szerokim polu widzenia do badań jamy brzusznej i rozrodo, przewidziany przez producenta do aparatów VU60 i VU3EXP. Niska dolna częstotliwość daje penetrację potrzebną u dużych i otyłych psów, a szeroki obraz ułatwia orientację w jamie brzusznej i ocenę ciąży mnogiej. To także głowica do badań przezbrzusnych u większych zwierząt, gdy nie ma potrzeby ani możliwości badania per rectum.

Kiedy dobrać głowicę convex

Gdy micro-convex „nie dosięga” – u psów olbrzymich, przy głębokich zmianach, w badaniach położniczych. W typowej praktyce małych zwierząt jest to głowica trzecia lub czwarta w kolejności zakupu, po micro-convex, liniowej i sektorowej.

Głowica convex 3C5PDS – kiedy i jak zamawiać

Wyceniamy ją w konfiguracji z aparatem VU60, VU3EXP, ViV40 lub osobno. Szeroka stopka convex wymaga większego pola kontaktu niż micro-convex, więc u dużych psów trzeba wygolić szerszy pas i użyć więcej żelu; w zamian obraz obejmuje cały narząd w jednym przekroju. Napisz, jakich pacjentów badasz najczęściej – doradzimy, czy convex, czy micro-convex będzie pierwszą głowicą.

Dane techniczne

Kod produktu	ZON-GL-3C5PDS
Numer katalogowy producenta	3C5PDS
Producent	Zoncare
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-convex-zoncare-3c5pds>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Vetx