

ZONCARE

Głowica phased array Zoncare 3P2PA 1,0–6,5 MHz

Głowica phased array (sektorowa) 1,0–6,5 MHz do aparatów Zoncare VU60, VU3EXP, VU3. Echokardiografia dużych psów.



Cena na zapytanie

Kod produktu	ZON-GL-3P2PA
Producent	Zoncare
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-phased-array-zoncare-3p2pa-echo-duzych-psow

Opis

Głowica sektorowa do serca dużego psa

Niskoczęstotliwościowa głowica sektorowa 1–6,5 MHz do echokardiografii psów dużych ras. Dolny zakres pasma zapewnia penetrację potrzebną w głębokiej klatce piersiowej doga, owczarka czy berneńczyka, gdzie głowica micro-convex „nie dosięga” do koniuszka. Sektorowy kształt wiązki pozwala obrazować całe serce przez pojedynczą przestrzeń międzyżebrową.

Zgodność głowicy 3P2PA z aparatami

Producent podaje ją w zestawieniu głowic dla aparatów VU60, VU3EXP i VU3. Dla małych i średnich psów przewidziano osobne głowice 5P1PAA (VU60/VU3EXP) i 5P1PA (VU3), a dla kotów 8P2MA – jeśli w praktyce są wszystkie rozmiary pacjentów kardiologicznych, zwykle zestawia się dwie głowice sektorowe.

Jak zamówić głowicę sektorową 3P2PA

Głowicę wyceniamy razem z aparatem – w zapytaniu podaj model ultrasonografu (VU60, VU3EXP, VU3) i wielkość pacjentów, u których ma być robione echo. Głowica phased array ma najmniejszą stopkę ze

wszystkich typów, więc przy badaniu przez przestrzeń międzyżebrową liczy się dobre przyleganie: wygolone pole, żel bez pęcherzyków i chwila cierpliwości przy ustawianiu projekcji.

Dane techniczne

Kod produktu	ZON-GL-3P2PA
Numer katalogowy producenta	3P2PA
Producent	Zoncare
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-phased-array-zoncare-3p2pa-echo-duzych-psow>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX