

ZONCARE

Głowica phased array Zoncare 5P1PA 2,5–13,0 MHz

Głowica phased array (sektorowa) 2,5–13,0 MHz do aparatów Zoncare VU3. Echokardiografia małych i średnich psów.



Cena na zapytanie

Kod produktu	ZON-GL-5P1PA
Producent	Zoncare
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-phased-array-zoncare-5p1pa-echo-psow-vu3

Opis

Sektorowa głowica do VU3

5P1PA to głowica phased array 2,5–13 MHz do echokardiografii psów małych i średnich ras, przewidziana przez producenta dla aparatów VU3 i VU40. Zakres zastosowań jest taki sam jak w wersji 5P1PAA dla VU60/ VU3EXP: choroby zastawkowe, wrodzone wady serca, choroby osierdzia, kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Mała stopka i sektorowy obraz pozwalają uzyskać standardowe projekcje przymostkowe i koniuszkowe przez jedną przestrzeń międzyżebrową. Dla dużych psów w tej samej linii jest głowica 3P2PA (1–6,5 MHz), dla kotów 8P2MA.

Głowica 5P1PA nie jest wymieniona przez producenta jako zgodna z VU60 ani VU3EXP – do tych aparatów zamawia się 5P1PAA.

Jak zamówić głowicę sektorową 5P1PA

Głowicę wyceniamy razem z aparatem – w zapytaniu podaj model ultrasonografu (VU3, VU40) i wielkość pacjentów, u których ma być robione echo. Głowica phased array ma najmniejszą stopkę ze wszystkich typów, więc przy badaniu przez przestrzeń międzyżebrową liczy się dobre przyleganie: wygolone pole, żel bez pęcherzyków i chwila cierpliwości przy ustawianiu projekcji.

Dane techniczne

Kod produktu	ZON-GL-5P1PA
Numer katalogowy producenta	5P1PA
Producent	Zoncare
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-phased-array-zoncare-5p1pa-echo-psow-vu3>.
Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX