

ZONCARE

Głowica phased array Zoncare 5P1PAA 2,5–13,0 MHz

Głowica phased array (sektorowa) 2,5–13,0 MHz do aparatów Zoncare VU60, VU3EXP. Echokardiografia małych i średnich psów.



Cena na zapytanie

Kod produktu	ZON-GL-5P1PAA
Producent	Zoncare
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-phased-array-zoncare-5p1paa-echo-psow

Opis

Głowica kardiologiczna do VU60 i VU3EXP

Sektorowa głowica 2,5–13 MHz przeznaczona do badania serca psów małych i średnich ras. Szerokie pasmo pozwala w jednej głowicy zejść z częstotliwością u 20-kilogramowego psa i podnieść ją u yorka, bez zmiany głowicy. Producent wymienia jako zastosowania: choroby zastawek (w tym najczęstszą u małych ras degenerację zastawki mitralnej), wrodzone wady serca, choroby osierdza i kardiomiopatię rozstrzeniową.

Uwaga na oznaczenie głowicy: 5P1PAA czy 5P1PA

5P1PAA jest przypisana do aparatów VU60 i VU3EXP. Do modelu VU3 producent przewidział odpowiednik 5P1PA o tym samym paśmie – zwróć uwagę na ostatnią literę w oznaczeniu przy zamawianiu.

Jak zamówić głowicę sektorową 5P1PAA

Głowicę wyceniamy razem z aparatem – w zapytaniu podaj model ultrasonografu (VU60, VU3EXP) i wielkość pacjentów, u których ma być robione echo. Głowica phased array ma najmniejszą stopkę ze wszystkich typów, więc przy badaniu przez przestrzeń międzyżebrową liczy się dobre przyleganie: wygolone pole, żel bez pęcherzyków i chwila cierpliwości przy ustawianiu projekcji.

Dane techniczne

Kod produktu	ZON-GL-5P1PAA
Numer katalogowy producenta	5P1PAA
Producent	Zoncare
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-phased-array-zoncare-5p1paa-echo-psow>.
Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX