

ZONCARE

Głowica micro-convex Zoncare 6C1PDA 2,5–13,5 MHz

Głowica micro-convex 2,5–13,5 MHz do aparatów Zoncare VU60, VU3EXP. Jama brzuszna, kardiologia, rozród.



Cena na zapytanie

Kod produktu	ZON-GL-6C1PDA
Producent	Zoncare
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-micro-convex-zoncare-6c1pda

Opis

Głowica pierwszego wyboru

Jeżeli do VU60 albo VU3EXP ma być kupiona tylko jedna głowica, to jest to ta. Micro-convex 2,5–13,5 MHz o małej stopce obrazuje jamę brzuszną kota i średniego psa, wchodzi między żebra do podstawowej oceny serca i sprawdza się w badaniach rozrodo. Bardzo szerokie pasmo (od 2,5 do 13,5 MHz) oznacza, że tą samą głowicą można zejść głębiej u 25-kilogramowego psa i uzyskać wysoką rozdzielczość u kociaka.

Zastosowania głowicy micro-convex według producenta

Pęcherz moczowy, macica i jajniki, badanie ciąży, wątroba i pęcherzyk żółciowy, trzustka, śledziona, nerki i moczowody, przewód pokarmowy, jądra, nadnercza – u psów małych i średnich ras oraz u kotów.

Do modelu VU3 producent przewidział odpowiednik 6C1PD (3,5–12 MHz). Głowica 6C1PDA jest zgodna z VU60 i VU3EXP.

Głowica micro-convex 6C1PDA – wycena i praca na co dzień

Cena na zapytanie – w zestawie z aparatem VU60, VU3EXP albo jako dokupienie do aparatu, który już pracuje w gabinecie. Micro-convex to głowica, która w praktyce małych zwierząt jest podpięta prawie zawsze, dlatego warto od razu zapytać o zapasowy uchwyt i osłony na czas transportu; sam kabel i stopkę czyści się po każdym pacjencie środkiem dopuszczonym przez producenta.

Dane techniczne

Kod produktu	ZON-GL-6C1PDA
Numer katalogowy producenta	6C1PDA
Producent	Zoncare
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-micro-convex-zoncare-6c1pda>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.