

EICKEMEYER

Zestaw EickWarm Air z matami MOECK (mała i średnia) i workami do prania

Komplet do ogrzewania pacjenta: urządzenie EickWarm Air (648000), mata MOECK mała 55 × 65 cm (648110), mata MOECK średnia 100 × 55 cm (648115) oraz worki do prania 648111 i 648121.



Cena na zapytanie

Kod produktu	a648000
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/zestaw-eickwarm-air-z-matami-moeck

Opis

Zestaw do ogrzewania pacjenta EickWarm Air

Gotowy komplet dla lecznicy, która wprowadza aktywne ogrzewanie pacjenta i nie chce składać zamówienia z pięciu pozycji. W pakiecie jest urządzenie, dwie maty w najczęściej używanych rozmiarach i worki do ich prania.

Co wchodzi w skład tego zestawu grzewczego

- urządzenie EickWarm Air dla małych zwierząt (nr kat. 648000) – nastawy 32/35/38/43 °C, trzy biegi wentylatora, gotowość w 60 s, ≤55 dB, wąż grzewczy 2 m, masa 6,5 kg,
- mata grzewcza MOECK mała, 55 × 65 cm (648110),
- mata grzewcza MOECK średnia, 100 × 55 cm (648115),
- worek do prania małej maty, 40 × 60 cm (648111),
- worek do prania średniej/dużej maty, 34 × 105 cm (648121).

Hipotermia śródoperacyjna jest jednym z najczęstszych powikłań znieczulenia u małych zwierząt – tak opisuje to sam producent i tak wygląda to na stole: pacjent w narkozie traci zdolność do termoregulacji, a ciepło

ucieka przez otwartą jamę ciała, wilgotną skórę i zimne powietrze sali. Aktywne ogrzewanie w okresie okołoperacyjnym skraca wybudzanie i zmniejsza ryzyko powikłań.

Maty MOECK pierze się w 60 °C i używa wielokrotnie, ale zawsze w worku do prania – bez niego mata potrafi zaplątać się w bęben i skończyć po kilku cyklach.

Dlaczego dwie maty w zestawie

Mała mata jest do kotów i psów miniaturowych, średnia – do reszty pacjentów. Dwie maty pozwalają też pracować bez przerwy: jedna leży na stole, druga schnie po praniu.

Dla kogo jest ten zestaw

Dla lecznicy startującej z termoterapią okołoperacyjną, która chce mieć od pierwszego dnia komplet gotowy do pracy.

Dane techniczne

Kod produktu	a648000
Numer katalogowy producenta	A648000
Producent	Eickemeyer
Jednostka	kpl.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/zestaw-eickwarm-air-z-matami-moeck>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.