

SHOR-LINE

Nawilżacz do drzwi tlenowych klatek Shor-Line

Zapasowy nawilżacz do drzwi tlenowych Shor-Line. Półjednorazowy, nadaje się do wielokrotnego czyszczenia, nawilża tlen podawany do klatki.

**114,39 zł**

brutto (VAT 23%) · netto 93,00 zł

Kod produktu	025.0004.00
--------------	-------------

Producent	Shor-Line
-----------	-----------

Dostępność	niedostępny
------------	-------------

Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/nawilzacz-do-drzwi-tlenowych-klatek
-----------------	---

Opis

Nawilżacz do drzwi tlenowych klatek Shor-Line

Tlen z butli i z koncentratora jest suchy. Podawany godzinami wysusza śluzówki nosa i tchawicy, dlatego drzwi tlenowe Shor-Line mają komorę na roztwór i nawilżacz, przez który przechodzi gaz przed wejściem do klatki. Ten produkt to zapasowy nawilżacz do tych drzwi.

Jak długo służy nawilżacz do drzwi tlenowych

Producent określa go jako półjednorazowy: można go czyścić i używać wielokrotnie, ale po pewnej liczbie cykli wymienia się go na nowy. W lecznicy, która prowadzi tlenoterapię regularnie, dobrze mieć dwa lub trzy w zapasie, żeby wymiana nie wypadła w środku dyżuru.

Zgodność nawilżacza z drzwiami Shor-Line

- pasuje do drzwi tlenowych Shor-Line (np. 914.2430.20),
- drzwi fabrycznie mają dwa takie nawilżacze,
- montaż bez narzędzi, w komorze na roztwór w drzwiach.

Nawilżacz napełniaj wodą destylowaną albo roztworem zalecanym w instrukcji drzwi. Woda z kranu zostawia osad i skraca żywotność wkładu.

To drobny element, ale bez niego drzwi tlenowe działają połowicznie. Zamawiaj razem z drzwiami albo z higrometrem, żeby mieć komplet do tlenoterapii w jednej przesyłce.

Dane techniczne

Kod produktu	025.0004.00
Producent	Shor-Line
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/nawilzacz-do-drzwi-tlenowych-klatek>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX