


EICKEMEYER

Drut Kirschnera Ø 0,8 mm × 160 mm, jednostronny trokar, 10 szt.

Gładki drut Kirschnera Ø 0,8 mm, długość 160 mm, trokar z jednej strony, druga strona tępą. Stal implantacyjna, opakowanie 10 sztuk. Do stabilizacji złamań, artrodez i stabilizacji zewnętrznej.

**69,67 zł**

brutto (VAT 8%) · netto 64,51 zł

Kod produktu 180608

Producent Eickemeyer

Dostępność niedostępny

Adres w sklepie <https://vetx.elmedico.pl/p/drut-kirschnera-0-8-mm-jednostronny-trokar>

Opis

Drut Kirschnera Ø 0,8 mm – do czego służy

Druty Kirschnera (K-wires) to podstawowy implant w ortopedii małych zwierząt: do stabilizacji odłamów po nastawieniu złamania, jako gwoździe śródszpikowe w małych kościach, w stabilizacji zewnętrznej, do artrodez i osteotomii korekcyjnych. Jedna końcówka jest zaostrzona trokarowo, druga tępą – tępy koniec można bezpiecznie zostawić w tkankach albo zagiąć bez ryzyka, że przebije skórę. Drut jest gładki, bez gwintu, więc wchodzi w kość bez nawiercania i daje się łatwo usunąć po zroście.

Cechy drutów Kirschnera 0,8 × 160 mm

- średnica 0,8 mm, długość 160 mm,
- końcówka: trokar z jednej strony, druga strona tępą,
- bez gwintu,
- stal implantacyjna, wg deklaracji producenta,
- opakowanie 10 sztuk.

Ø 0,8 mm to drut do kotów, królików i miniaturowych psów – do stabilizacji drobnych złamań i jako gwóźdź w małych kościach.

Druty Kirschnera Eickemeyer – producent i rozmiary

Eickemeyer, numer katalogowy 180608. Seria z jednostronnym trokarem: 0,8–3,0 mm (10 średnic); do cięcia polecamy obcinacze z węglikiem wolframu 180922 (do 2,0 mm) i 180924 (do 3,5 mm), do zaginania – giętarkę 181011.

Dane techniczne

Kod produktu	180608
Numer katalogowy producenta	180608
Producent	Eickemeyer
Jednostka	op.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/drut-kirschnera-0-8-mm-jednostronny-trokar>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.