

EICKEMEYER

Worek oddechowy silikonowy SILKOBAG 2 l, bez lateksu

Silikonowy worek oddechowy 2 l bez kauczuku naturalnego, ze złączem 22 mm i pętlą do zawieszenia.
Alternatywa dla worków gumowych.



Cena na zapytanie

Kod produktu	215063
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/worek-oddechowy-silikonowy-silkobag-2-l

Opis

Silikonowy worek oddechowy SILKOBAG 2 l

Worek oddechowy zrobiony z silikonu, a nie z gumy. Producent zaznacza wprost, że w jego produkcji nie użyto kauczuku naturalnego — czyli odpada kwestia lateksu, istotna dla części personelu i przy pacjentach uczulonych.

Czym silikonowy worek oddechowy różni się od gumowego

Silikon nie starzeje się tak szybko jak guma, nie robi się lepki i znacznie lepiej znosi mycie oraz dezynfekcję. Jest też jaśniejszy, więc przez ścianę łatwiej dostrzec kondensat. W zamian jest droższy — dlatego w większości lecznic SILKOBAG kupuje się do jednego stanowiska, a nie do wszystkich.

Bez kauczuku naturalnego (lateksu). Pojemność 2 l, złącze 22 mm, pętla do zawieszenia — czyli pasuje wszędzie tam, gdzie dotąd wisiał worek gumowy 2 l.

Gdzie silikonowy worek sprawdza się najlepiej

Tam, gdzie aparat pracuje codziennie i worek myty jest po każdym pacjencie — silikon wytrzymuje to bez sztywnienia. Sprawdza się też jako worek „na wszelki wypadek” dla pacjentów, u których wywiad sugeruje nadwrażliwość na lateks, i w gabinetach, gdzie personel ogranicza kontakt z kauczukiem naturalnym.

Dane worka SILKOBAG

- pojemność 2 l,
- materiał: silikon,
- bez kauczuku naturalnego,
- złącze 22 mm,
- pętla do zawieszenia,
- nr kat. 215063.

Dane techniczne

Kod produktu	215063
Numer katalogowy producenta	215063
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/worek-oddechowy-silikonowy-silkobag-2-l>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.