

EICKEMEYER

Wapno sodowane biało-fioletowe, 4,5 kg

Wapno sodowane klasy medycznej do układów okrężnych, ze wskaźnikiem barwnym (biało-fioletowe).
Opakowanie 4,5 kg, niska zawartość pyłu.



Cena na zapytanie

Kod produktu	215206
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/wapno-sodowane-bialo-fioletowe-4-5-kg

Opis

Wapno sodowane do układu okrężnego – 4,5 kg

W układzie okrężnym gaz wraca do pacjenta, więc dwutlenek węgla trzeba z niego usunąć. Robi to wapno sodowane w pochłaniaczu. Ta wersja jest biało-fioletowa: świeże granulki są białe, zużyte przechodzą w fiolet.

Dlaczego jakość wapna sodowanego ma znaczenie

Producent zwraca uwagę na dwie rzeczy: wysoką skuteczność wiązania CO_2 i niską zawartość pyłu. Pył wapienny jest silnie zasadowy – osiada w rurach i zastawkach aparatu, a przy wymianie drażni drogi oddechowe osoby, która ją wykonuje.

Wskaźnik barwny to podpowiedź, a nie wyrocznia. Wapno wymienia się także wtedy, gdy pochłaniacz się nagrzewa, gdy kolor cofnął się po nocy albo gdy kapnograf pokazuje rosnące stężenie CO_2 w gazie wdechowym.

Ile wapna sodowanego zużywa lecznica

Zależy to od liczby znieczuleń, wielkości pochłaniacza i przepływu świeżego gazu — im niższy przepływ, tym więcej pracy wykonuje wapno i tym szybciej się zużywa. Opakowanie 4,5 kg wystarcza zwykle na kilka pełnych wymian pojemnika w aparacie dla małych zwierząt.

Dane wapna sodowanego

- masa opakowania 4,5 kg,
- klasa medyczna,
- wskaźnik barwny biały → fioletowy,
- niska zawartość pyłu,
- do układów okrężnych (rebreathing),
- nr kat. 215206.

Dane techniczne

Kod produktu	215206
Numer katalogowy producenta	215206
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/wapno-sodowane-bialo-fioletowe-4-5-kg>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.