

EICKEMEYER

Linia próbkująca do kapnografu 1,5 m, 10 szt.

Jednorazowe linie próbkujące o długości 150 cm do kapnografów wieloparametrowych. Opakowanie 10 sztuk.



Cena na zapytanie

Kod produktu	321377
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/linia-probkujaca-do-kapnografu-1-5-m

Opis

Linia próbkująca do kapnografu — 150 cm

Linia próbkująca to element, przez który kapnograf boczostrumieniowy zasysa gaz z układu oddechowego. Producent przeznacza te linie do monitorów wieloparametrowych z funkcją kapnografii; ta wersja ma 150 cm długości.

Dlaczego linię próbkującą wymienia się często

To materiał jednorazowy. Wilgoć z gazu wydechowego skrapla się w linii i wcześniej czy później dojdzie do samego urządzenia — a to już kosztowna naprawa. Producent ostrzega przed tym wprost: linie trzeba wymieniać regularnie, żeby nie uszkodzić monitora wilgocią.

Opakowanie zawiera 10 linii. Krótsza linia oznacza mniejsze opóźnienie sygnału i mniejszą powierzchnię, na której skrapla się woda — przy stanowisku, gdzie monitor stoi tuż przy pacjencie, 150 cm w zupełności wystarcza.

Linia próbkująca a jakość krzywej

Zagięta albo zawilgocona linia zniekształca krzywą kapnograficzną i zaniża wartość EtCO₂ — łatwo wtedy uznać za problem pacjenta coś, co jest problemem przewodu. Przy każdym niepokojącym zapisie warto najpierw sprawdzić linię i pułapkę wodną.

Dane linii próbkującej

- długość 150 cm,
- opakowanie 10 szt.,
- do kapnografów wieloparametrowych,
- materiał jednorazowy,
- nr kat. 321377.

Dane techniczne

Kod produktu	321377
Numer katalogowy producenta	321377
Producent	Eickemeyer
Jednostka	opak.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/linia-probkujaca-do-kapnografu-1-5-m>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.