

EICKEMEYER

Linia próbkująca do kapnografu, dłuższa, 10 szt.

Jednorazowe linie próbkujące do kapnografów LifeVet CP, 8C, 10C, 10C+, 12M i ePM 12M Vet. Opakowanie 10 sztuk.



Cena na zapytanie

Kod produktu	321378
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/linia-probkujaca-do-kapnografu-dluga

Opis

Linia próbkująca do kapnografu — wersja długa

Ta sama funkcja co w linii 150 cm, tylko dłuższa: do stanowisk, gdzie monitor stoi z dala od głowy pacjenta — na wózku, na półce albo po drugiej stronie stołu operacyjnego.

Z jakimi kapnografami współpracuje

Producent wymienia LifeVet CP (321880) oraz monitory LifeVet 8C (321901), 10C (321920), 10C+ (321921), 12M (321910) i ePM 12M Vet (321930, 321940). Linia jest jednorazowa i wymaga regularnej wymiany, bo wilgoć skroplona w przewodzie uszkadza moduł pomiarowy.

Uwaga: producent podaje długość niespójnie — w nazwie handlowej 2,4 m, a w specyfikacji technicznej 3 m. Przed zamówieniem warto potwierdzić, która wartość jest aktualna. Dlatego nie wpisaliśmy długości do tabeli cech.

Dłuższa linia próbkująca – co to zmienia

Większa odległość to nieco dłuższe opóźnienie między oddechem a zapisem na ekranie i większa powierzchnia, na której skrapla się wilgoć. W zamian monitor może stać tam, gdzie nie przeszkadza zespołowi, a przewód nie ciągnie rurki dotchawiczej.

Dane linii próbkującej

- opakowanie 10 szt.,
- do kapnografów LifeVet i ePM 12M Vet,
- materiał jednorazowy,
- nr kat. 321378.

Dane techniczne

Kod produktu	321378
Numer katalogowy producenta	321378
Producent	Eickemeyer
Jednostka	opak.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/linia-probkujaca-do-kapnografu-dluga>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.