

EICKEMEYER

Monitor pacjenta ePM 12M Vet

Monitor wieloparametrowy z ekranem 12,1" i modułem IBP, EtCO₂ i analizy gazów anestetycznych. Do 10 krzywych, obsługa gestami.



Cena na zapytanie

Kod produktu	321930
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/monitor-pacjenta-epm-12m-vet

Opis

Monitor pacjenta ePM 12M Vet — do bloku operacyjnego

Duży monitor na salę operacyjną, gdzie wartości muszą być czytelne z każdego miejsca. Ekran ma 12,1 cala i rozdzielczość 1280 × 800 pikseli, obsługuje się go gestami, a kąt widzenia producent opisuje jako 720°. Konstrukcja jest bezwentylatorowa — na sali panuje cisza.

Parametry podstawowe tego monitora pacjenta

- częstość oddechów 0–200/min,
- tętno 20–350/min,
- SpO₂ 0–100%,
- ciśnienie nieinwazyjne (NIBP) 10–290 mmHg,
- temperatura 0–50 °C,
- EKG 3-odprowadzeniowe.

Co dokłada moduł w zestawie

- kapnografia bocznostrumieniowa (EtCO₂) 0–150 mmHg,
- ciśnienie inwazyjne (IBP) od –50 do 300 mmHg,

- analiza gazów anestetycznych: N₂O, DES, ISO, ENF, HAL, SEV,

Analiza gazów anestetycznych to funkcja, która w praktyce najszybciej wychwytyje pomyłkę w ustawieniu parownika i pozwala prowadzić znieczulenie „na stężeniu wydechowym”, a nie na nastawie pokrętła. Przy pracy z gazami producent zaleca zestaw odprowadzania gazu pomiarowego 321881.

Dane monitora ePM 12M Vet

- ekran 12,1" LED, dotykowy, 1280 × 800 px,
- sterowanie gestami,
- do 10 krzywych na ekranie,
- granice alarmów ustawiane dowolnie,
- konstrukcja bezwentylatorowa,
- nr kat. 321930.

Dane techniczne

Kod produktu	321930
Numer katalogowy producenta	321930
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/monitor-pacjenta-epm-12m-vet>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.