

EICKEMEYER

Termokauter Engel 100 S, 80 W, z oświetleniem

Mały, przenośny kauter termiczny 80 W z wbudowanym oświetleniem – koagulacja rozgrzaną końcówką, bez przepływu prądu przez pacjenta. Końcówki zamawiane osobno.



Cena na zapytanie

Kod produktu	324000
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Waga	0.8 kg
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/termokauter-engel-100-s

Opis

Termokauter Engel 100 S – hemostaza bez prądu w ciele pacjenta

Klasyczna kauteryzacja termiczna działa inaczej niż diatermia: prąd stały rozgrzewa tylko końcówkę, a z tkanką styka się wyłącznie gorący metal. Przez ciało pacjenta nie płynie żaden prąd, więc nie potrzeba elektrody neutralnej, nie ma ryzyka poparzenia w miejscu jej przylegania i nie ma zakłóceń dla monitora EKG. Zabieg jest przewidywalny, a strefa działania ograniczona do końcówki.

Engel 100 S to mały kauter ręczny o mocy 80 W, ważący 800 g, z wbudowanym oświetleniem pola zabiegowego. Sprawdza się w dermatologii, laryngologii, przy usuwaniu drobnych zmian skórnych, tamowaniu krwawień z pazura czy w chirurgii ptaków i małych ssaków.

Końcówki do termokautera Engel

Końcówki robocze zamawia się osobno, w kształcie dobranym do zabiegu (nożowe, kulkowe, pętlowe). Producent zaleca stosowanie adapterów końcówek 324012.

Moc 80 W, masa 800 g, przenośny. Kauter termiczny nie tnie jak diatermia – służy do koagulacji i drobnych zabiegów, nie zastąpi jednostki elektrochirurgicznej przy laparotomii.

Dla kogo jest ten termokauter

Dla lecznic egzotycznych i ptasich, gabinetów dermatologicznych i każdego, kto chce mieć prosty kauter do drobnej hemostazy obok pełnej diatermii.

Dane techniczne

Kod produktu	324000
Numer katalogowy producenta	324000
Producent	Eickemeyer
Waga	0.8 kg
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 06.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/termokauter-engel-100-s>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.