

EICKEMEYER

Wózek transportowy do stołów operacyjnych Eickemeyer 601940/601950/601960

Platforma ze stali malowanej proszkowo na czterech blokowanych kółkach – pozwala przewozić stacjonarny stół hydrauliczny Eickemeyer między pomieszczeniami.



Cena na zapytanie

Kod produktu	601775
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/wozek-transportowy-do-stolu-operacyjnego

Opis

Wózek do stołu operacyjnego – stacjonarny stół staje się mobilny

Stoły hydrauliczne Eickemeyer 601940, 601950 i 601960 stoją na regulowanych stopach i same z siebie nie jeżdżą. Ten wózek to platforma, na którą stawia się podstawę stołu; od tej pory stół można przetoczyć na salę, pod aparat RTG albo do mycia. Cztery kółka z blokadą unieruchamiają zestaw na czas zabiegu.

Konstrukcja wózka pod stół Eickemeyer

- stal malowana proszkowo,
- cztery kółka skrętne z blokadą,
- przeznaczony do stołów 601940, 601950 i 601960.

Jeśli dopiero wybierasz stół i wiesz, że będzie jeździł codziennie, rozważ od razu X-BASE MOVE (601420/601430) z podwójnymi kółkami w podstawie.

Kiedy wózek pod stół operacyjny ma sens

Gdy stół już jest i sprawdza się na sali, ale raz na jakiś czas trzeba go przetoczyć – do drugiego gabinetu, na dzień zabiegowy w innym pomieszczeniu albo żeby umyć podłogę pod spodem. Wózek dokupuje się raz, a stół zachowuje wszystkie zalety stabilnej podstawy na stopach, kiedy stoi zablokowany.

Dane techniczne

Kod produktu	601775
Numer katalogowy producenta	601775
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/wozek-transportowy-do-stolu-operacyjnego>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX