

EICKEMEYER

Blok przyłączeniowy z szybkim mocowaniem do blokady linowej, z otworem na wieszak kroplówki

Blok przyłączeniowy z szybkim mocowaniem do bezstopniowej blokady linowej, w wersji z otworem na wieszak kroplówki o średnicy 12 mm. Odpowiednik bloku 603800.



Cena na zapytanie

Kod produktu	603802
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/blok-przylaczeniowy-do-blokady-linowej-603802

Opis

Blok przyłączeniowy do bezstopniowej blokady linowej

Blok przyłączeniowy z szybkim mocowaniem do bezstopniowej blokady linowej, w wersji z otworem na wieszak kroplówki o średnicy 12 mm. Odpowiednik bloku 603800.

Jak działa blok szybkomocujący

Blok zaciska się na szynie stołu jednym ruchem i od razu przyjmuje linkę. Blokada linowa jest bezstopniowa, więc długość linki ustawia się dokładnie tak, jak potrzeba, a nie „co dwa centymetry”. Przy układaniu pacjenta to różnica między pozycją dobrą a prawie dobrą.

Ta wersja ma dodatkowo otwór o średnicy 12 mm na wieszak kroplówki – jeden element zamiast dwóch osobnych uchwytów na szynie.

Dla kogo jest ten blok

Dla lecznic rozbudowujących system unieruchamiania na stole operacyjnym.

Dane techniczne

Kod produktu	603802
Numer katalogowy producenta	603802
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/blok-przylaczeniowy-do-blokady-linowej-603802>.
Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Vetx