

EICKEMEYER

Szyna poprzeczna do stołu operacyjnego, 50 cm

Poprzeczna szyna standardowa do stołu operacyjnego o długości 50 cm, montowana na końcu blatu.



Cena na zapytanie

Kod produktu	605060
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/szyna-do-stolu-operacyjnego-50-cm-605060

Opis

Szyna poprzeczna do stołu operacyjnego, 50 cm

Poprzeczna szyna standardowa do stołu operacyjnego o długości 50 cm, montowana na końcu blatu.

Do czego służą szyny przy stole operacyjnym

Szyna to podstawa całego systemu: mocuje się do niej bloki, uchwyty na linki, statywy kroplówek i tace. Bez niej każdy dodatkowy element trzeba przywiązywać do czegoś przypadkowego – zwykle do nogi stołu.

Ta szyna ma długość 50 cm i jest wersją poprzeczną, końcową. Przed zamówieniem sprawdź, gdzie w twoim stole są punkty montażowe.

Rozbudowa stanowiska

Do szyny pasują bloki przyłączeniowe z szybkim mocowaniem (603800, 603802), a przez nie – linki mocujące i statywy kroplówki. Warto zaplanować cały układ zamiast dokupywać elementy pojedynczo.

Dla kogo jest ta szyna

Dla lecznic budujących system unieruchamiania na stole operacyjnym albo zabiegowym.

Dane techniczne

Kod produktu	605060
Numer katalogowy producenta	605060
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/szyna-do-stolu-operacyjnego-50-cm-605060>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Vetx