

EICKEMEYER

Wózek transportowy do systemu EickWarm Air

Wózek jezdny do urządzenia EickWarm Air (648000): wytrzymałe kółka z hamulcem i kosz na maty. Wymiary 41 × 50 × 65 cm.



Cena na zapytanie

Kod produktu	648010
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/wozek-transportowy-do-eickwarm-air

Opis

Wózek do urządzenia grzewczego EickWarm Air

Stelaż na kółkach dopasowany do urządzenia EickWarm Air (nr kat. 648000). Zamienia stacjonarne urządzenie w sprzęt, który jedzie tam, gdzie akurat leży pacjent – z sali operacyjnej na wybudzanie i z powrotem.

Co daje ten wózek transportowy

- wytrzymałe kółka z hamulcem – urządzenie nie odjeżdża przy szarpnięciu za wąż,
- kosz na maty grzewcze i wąż,
- wymiary: dł. 41 × szer. 50 × wys. 65 cm.

Wózek jest przeznaczony wyłącznie do modelu 648000 – do systemu wodnego EickWarm H₂O nie pasuje.

Kiedy wózek się przydaje

Zawsze wtedy, gdy urządzenie obsługuje więcej niż jedno pomieszczenie. Ogrzewanie pacjenta ma sens także po zabiegu, a właśnie na etapie wybudzania najczęściej brakuje sprzętu, bo został na sali.

Dla kogo jest ten wózek

Dla lecznic z jednym urządzeniem grzewczym na kilka stanowisk.

Dane techniczne

Kod produktu	648010
Numer katalogowy producenta	648010
Producent	Eickemeyer
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	41.0 × 50.0 × 65.0 cm
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/wozek-transportowy-do-eickwarm-air>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

vetx