


ASTAR

Aparat do magnetoterapii Astar PhysioMG 825

Dwukanałowy sterownik magnetoterapii z Trybem Dualnym i Spektrum 0–50 Hz, ekran 5". Współpracuje z cewkami CS35/CS60, aplikatorem CP i CPEP.

**6 360,00 zł**

brutto (VAT 8%) - netto 5 888,89 zł

Kod produktu	AST-PHYSIOMG-825
Producent	Astar
Dostępność	niedostępny
Waga	7.0 kg
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/aparat-do-magnetoterapii-physiomg-825

Opis

Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów: lekarzy weterynarii, zoofizjoterapeutów i placówek weterynaryjnych. Dobór parametrów zabiegu zawsze należy do osoby prowadzącej terapię.

Aparat do magnetoterapii PhysioMG 825 – dwa kanały w rozsądnej cenie

PhysioMG 825 ma niemal wszystko, co flagowy 827: dwa niezależne kanały, Tryb Dualny, Spektrum 0–50 Hz i obsługę aplikatora CPEP na pasach. Różnice to mniejszy ekran (5 cali) i brak obsługi cewki CS75. Jeśli w gabinecie leczysz głównie psy do rozmiaru owczarka i koty, cewka CS60 w zupełności wystarczy, a różnicę w cenie przeznaczysz na drugi aplikator.

Sterownik ma 213 wbudowanych programów z encyklopedią metodyki zabiegu, tworzenie własnych programów i sekwencji, listę ulubionych oraz statystyki. Procedura Autotestu sprawdza aparat przy każdym włączeniu.

Tryb Dualny – dwa aplikatory magnetoterapii naraz

Jeden kanał zasila cewkę (działanie ogólne), drugi aplikator płaski CPEP lub CP (działanie miejscowe). W praktyce: pies leży w CS60, a CPEP przypięty pasem pracuje na stawie biodrowym. Producent podaje dla CPEP indukcję 25 mT w środku i 50 mT przy ścianie – to najwyższe wartości w tej rodzinie.

Wskaźniki aktywności pola magnetycznego

Oświetlacz w cewce i wibrujący pas magnetyczny pokazują, że pole jest emitowane. Przy zwierzętach to przydatne, bo pacjent nie powie, że „nic nie czuje”, a lekarz ma pewność, że aplikator pracuje.

Cena obejmuje sterownik z wyposażeniem podstawowym. Aplikatory szpulowe CS35/CS60, płaski CP ze statywem, CPEP oraz leżankę dobierz z listy towarów powiązanych.

Porównanie aparatów do magnetoterapii Astar PhysioMG

Model	Ekran	Kanały	Tryb Dualny	Spektrum 0–50 Hz	Aplikatory	Programy wbudowane	Cena brutto
PhysioMG 815	5" dotykowy	1	nie	tak	CS35, CS60, CP	124	5 300 zł
PhysioMG 825	5" dotykowy	2	tak	tak	CS35, CS60, CP, CPEP	213	6 360 zł
PhysioMG 827	7" dotykowy	2	tak	tak	CS35, CS60, CS75, CP, CPEP	264	7 250 zł

Dla kogo ten aparat do magnetoterapii

Dla gabinetów rehabilitacji małych zwierząt, które chcą prowadzić dwa zabiegi jednocześnie albo łączyć działanie ogólne z miejscowym, ale nie potrzebują cewki 75 cm. Do koni polecamy raczej aplikator CPEP na pasach lub CP na statywie niż cewki.

W zestawie

- sterownik PhysioMG 825, kabel zasilający
- pas magnetyczny, magnes stały, pasy mocujące 60 × 5 i 120 × 5 cm, rzep samoprzylepny 100 × 2 cm
- okulary ochronne dla pacjenta, bezpieczniki, rysik i ścierka
- instrukcja, paszport techniczny, karta gwarancyjna, protokół pokontrolny

Dane techniczne

Kod produktu	AST-PHYSIOMG-825
Numer katalogowy producenta	A-UG-AST-PMG825
Producent	Astar
Waga	7.0 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	34.0 × 28.0 × 11.0 cm

Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/aparat-do-magnetoterapii-physiomg-825>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX