

EICKEMEYER

Elektroda igłowa do EKG ze stożkiem Luer

Elektroda igłowa z końcówką Luer do zapisu EKG u pacjentów, u których klemy nie dają pewnego kontaktu.



Cena na zapytanie

Kod produktu	EICK-321607
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/elektroda-iglowa-do-ekg

Opis

Elektroda igłowa do zapisu EKG

Kiedy sierść jest gęsta, skóra sucha, a zapis mimo żelu przypomina bardziej szum niż krzywą, elektroda igłowa rozwiązuje problem kontaktu. Igłę wprowadza się podskórnie w miejscu odprowadzenia, dzięki czemu sygnał jest stabilny również u pacjenta poruszającego się albo drżącego.

Elektroda ma standardowy stożek Luer, więc łączy się z typowym osprzętem. Do stosowania w warunkach zachowania zasad aseptyki.

Kiedy sięgnąć po elektrodę igłową

Przy zapisach śródzabiegowych, u pacjentów w hipotermii, u zwierząt egzotycznych o małej powierzchni skóry i wszędzie tam, gdzie klemy się zsuwają.

Dane techniczne

Kod produktu	EICK-321607
Numer katalogowy producenta	321607

Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/elektroda-iglowa-do-ekg>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Vetx