

WOODLEY EQUIPMENT

Paski do oznaczania mocznika we krwi InSight

Paski do ilościowego oznaczania mocznika w kropli krwi pełnej. Wynik po 90 sekundach, skala barwna wydrukowana na etykiecie pojemnika.

**574,41 zł**

brutto (VAT 23%) - netto 467,00 zł

Kod produktu	WD1410
--------------	--------

Producent	Woodley Equipment
-----------	-------------------

Dostępność	niedostępny
------------	-------------

Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/paski-do-oznaczania-mocznika-we-krwi-insight
-----------------	---

Opis

Paski do oznaczania mocznika bez analizatora

Najprostszy sposób, żeby w gabinecie sprawdzić mocznik: kropla krwi żyłnej albo włośniczkowej na pasku, dziesięć sekund i porównanie barwy ze skalą wydrukowaną na etykiecie pojemnika. Nie trzeba aparatu, nie trzeba kalibracji, nie trzeba czekać na wynik z laboratorium.

Kiedy taki test mocznika wystarcza

Do szybkiej oceny przy przyjęciu pacjenta z wymiotami i odwodnieniem, do orientacyjnej kontroli u pacjenta nefrologicznego między badaniami pełnej biochemii, w terenie u dużych zwierząt. Do monitorowania przewlekłej choroby nerek i decyzji terapeutycznych nadal potrzebny jest wynik ilościowy z analizatora.

Odczyt jest wzrokowy, więc rób go w dobrym, równym świetle i trzymaj się czasu 90 sekund – barwa zmienia się dalej i późniejszy odczyt zawyża wynik.

Dane techniczne

Kod produktu	WD1410
--------------	--------

Numer katalogowy producenta	WD1410
Producent	Woodley Equipment
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/paski-do-oznaczania-mocznika-we-krwi-insight>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX