

WOODLEY EQUIPMENT

Paski do badania moczu InSight MS-2 VET (mikroalbumina), 50 szt.

Paski do oznaczania mikroalbuminy i kreatyniny w moczu, do czytnika InSight MS. Wyliczają stosunek mikroalbumina/kreatynina. Opakowanie 50 sztuk.

**136,53 zł**

brutto (VAT 23%) · netto 111,00 zł

Kod produktu WD1411

Producent Woodley Equipment

Dostępność niedostępny

Adres w sklepie <https://vetx.elmedico.pl/p/paski-do-moczu-insight-ms-2-mikroalbumina>

Opis

Paski do moczu wykrywające mikroalbuminurię

MS-2 mierzą dwa parametry: mikroalbuminę i kreatyninę, a czytnik InSight MS podaje z nich stosunek mikroalbumina/kreatynina. To badanie wychwytyuje utratę białka wcześniej niż zwykłe pole „białko” na pasku wielopolowym.

Kiedy sięgnąć po te paski do moczu

U pacjentów z nadciśnieniem, cukrzycą, chorobami przenoszonymi przez kleszcze, u psów ras predysponowanych do glomerulopatii i u kotów w monitoringu wczesnych stadiów choroby nerek. Wykrycie mikroalbuminurii bywa pierwszym sygnałem uszkodzenia kłębuszków, kiedy kreatynina w surowicy jest jeszcze w normie.

Wynik interpretuj razem z badaniem ogólnym moczu i osadem — krwimocz i zapalenie pęcherza podnoszą albuminę niezależnie od stanu kłębuszków.

W opakowaniu jest 50 pasków; do pełnego badania ogólnego moczu służą paski MS-11.

Dane techniczne

Kod produktu	WD1411
Numer katalogowy producenta	WD1411
Producent	Woodley Equipment
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/paski-do-moczu-insight-ms-2-mikroalbumina>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX