

ZONCARE

Głowica convex Zoncare 3C5PD 1,0–7,5 MHz

Głowica convex 1,0–7,5 MHz do aparatów Zoncare VU3. Jama brzuszna i rozród.



Cena na zapytanie

Kod produktu	ZON-GL-3C5PD
Producent	Zoncare
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-convex-zoncare-3c5pd-vu3

Opis

Głowica convex do aparatu VU3

Głowica convex 1–7,5 MHz do badań jamy brzusznej i rozrodo, przypisana przez producenta do przenośnego aparatu VU3. Szerokie pole widzenia i dobra penetracja czynią z niej narzędzie do dużych psów, badań ciąży i przezbrzusznego obrazowania większych zwierząt.

No i to jest ta głowica, którą bierze się do VU3 zamiast 3C5PDS – parametry są te same (1–7,5 MHz, convex), różni się przypisanie do aparatu. Przy kompletowaniu zestawu do VU3 zwykle zaczyna się od micro-convex 6C1PD, a convex dokłada wtedy, gdy w praktyce są pacjenci powyżej 30–40 kg albo regularne badania położnicze.

Głowica convex 3C5PD – kiedy i jak zamawiać

Wyceniamy ją w konfiguracji z aparatem VU3 lub osobno. Szeroka stopka convex wymaga większego pola kontaktu niż micro-convex, więc u dużych psów trzeba wygolić szerszy pas i użyć więcej żelu; w zamian obraz obejmuje cały narząd w jednym przekroju. Napisz, jakich pacjentów badasz najczęściej – doradzimy, czy convex, czy micro-convex będzie pierwszą głowicą.

Dane techniczne

Kod produktu	ZON-GL-3C5PD
Numer katalogowy producenta	3C5PD
Producent	Zoncare
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-convex-zoncare-3c5pd-vu3>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX