

ZONCARE

Głowica micro-convex Zoncare 6C1PD 3,5–12,0 MHz

Głowica micro-convex 3,5–12,0 MHz do aparatów Zoncare VU3. Jama brzuszna, kardiologia, rozród.



Cena na zapytanie

Kod produktu	ZON-GL-6C1PD
Producent	Zoncare
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-micro-convex-zoncare-6c1pd-vu3

Opis

Głowica micro-convex do VU3

Uniwersalna głowica micro-convex 3,5–12 MHz do przenośnego aparatu Zoncare VU3. Producent podaje dla niej zastosowania: jama brzuszna, kardiologia i rozród – czyli dokładnie to, co robi się w gabinecie małych zwierząt przez większość dnia. Mała, zaokrąglona stopka dobrze trzyma kontakt ze skórą na wypukłym brzuchu kota i wchodzi w przestrzeń międzyżebrową do oceny serca i wątroby spod łuku żebrowego.

W aparacie VU3 głowica ta pojawia się na ekranie wyboru presetów obok 5P1PA i 10L2PD, więc typowy zestaw do tego aparatu to właśnie: micro-convex do wszystkiego, liniowa do tkanek powierzchniowych i małych pacjentów, sektorowa do serca. Sam micro-convex załatwi jednak, powiedzmy szczerze, większość codziennej roboty.

Głowica micro-convex 6C1PD – wycena i praca na co dzień

Cena na zapytanie – w zestawie z aparatem VU3 albo jako dokupienie do aparatu, który już pracuje w gabinecie. Micro-convex to głowica, która w praktyce małych zwierząt jest podpięta prawie zawsze, dlatego warto od razu zapytać o zapasowy uchwyt i osłony na czas transportu; sam kabel i stopkę czyści się po każdym pacjencie środkiem dopuszczonym przez producenta.

Dane techniczne

Kod produktu	ZON-GL-6C1PD
Numer katalogowy producenta	6C1PD
Producent	Zoncare
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-micro-convex-zoncare-6c1pd-vu3>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX