

ZONCARE

Głowica liniowa Zoncare 7L4PD 4,2–15,0 MHz

Głowica liniowa 4,2–15,0 MHz do aparatów Zoncare VU3. Jama brzuszna i tkanki powierzchniowe.



Cena na zapytanie

Kod produktu	ZON-GL-7L4PD
Producent	Zoncare
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-liniowa-zoncare-7l4pd-vu3

Opis

Głowica liniowa do aparatu VU3

Głowica liniowa 4,2–15 MHz przypisana przez producenta do przenośnego aparatu VU3. Zastosowania: jama brzuszna u małych pacjentów oraz tkanki powierzchniowe – układ ruchu, naczynia, węzły chłonne, gruczoł sutkowy, tarczyca, kontrola wkłuć.

W linii VU3 są dwie głowice liniowe: 7L4PD i wysokoczęstotliwościowa 10L2PD (4,2–16 MHz). Parametrami różnią się niewiele; 10L2PD jest dodatkowo zgodna z VU60 i VU3EXP, więc jeśli w klinice pracują różne aparaty Zoncare, to ona daje większą elastyczność. 7L4PD to wybór, gdy głowica ma zostać na stałe przy jednym VU3.

Zamówienie głowicy liniowej 7L4PD

Cena na zapytanie, w zestawie z aparatem VU3 albo osobno. Głowica liniowa daje najwyższą rozdzielczość, ale też najmniejszą penetrację, więc dobrze jest mieć ją obok micro-convex, a nie zamiast niego. Przy badaniach tkanek powierzchniowych i kontroli wkłuć przydaje się osłona jałowa na głowicę – zapytaj o nią przy wycenie.

Dane techniczne

Kod produktu	ZON-GL-7L4PD
Numer katalogowy producenta	7L4PD
Producent	Zoncare
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-liniowa-zoncare-7l4pd-vu3>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX