

ZONCARE

Głowica liniowa Zoncare 7L4PDS 4,2–15,0 MHz

Głowica liniowa 4,2–15,0 MHz do aparatów Zoncare VU60, VU3EXP. Jama brzuszna i tkanki powierzchowne.



Cena na zapytanie

Kod produktu	ZON-GL-7L4PDS
Producent	Zoncare
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-liniowa-zoncare-7l4pds

Opis

Standardowa głowica liniowa do VU60, VU3EXP i ViV40

Głowica liniowa 4,2–15 MHz do badań jamy brzusznej u małych pacjentów i tkanek powierzchownych: ścięgien, więzadeł, naczyń, węzłów chłonnych, gruczołu sutkowego, tarczycy. Prostokątny obraz o wysokiej rozdzielczości w polu bliskim sprawia, że to również głowica do prowadzenia igły przy biopsjach i wkłuciach pod kontrolą USG.

Miejsce głowicy 7L4PDS w zestawie

Do VU60 i VU3EXP producent oferuje trzy głowice liniowe: 7L4PDS (4,2–15 MHz), 10L2PD (4,2–16 MHz, opisywana jako wysokoczęstotliwościowa) i 8L4PF (3,5–16 MHz). 7L4PDS jest wersją podstawową; wybór między nimi warto omówić przy wycenie, w zależności od tego, czy głowica ma służyć głównie kotom, czy również średnim psom.

Zamówienie głowicy liniowej 7L4PDS

Cena na zapytanie, w zestawie z aparatem VU60, VU3EXP, ViV40 albo osobno. Głowica liniowa daje najwyższą rozdzielczość, ale też najmniejszą penetrację, więc dobrze jest mieć ją obok micro-convex, a nie

zamiast niego. Przy badaniach tkanek powierzchniowych i kontroli wkłuć przydaje się osłona jałowa na głowicę – zapytaj o nią przy wycenie.

Dane techniczne

Kod produktu	ZON-GL-7L4PDS
Numer katalogowy producenta	7L4PDS
Producent	Zoncare
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-liniowa-zoncare-7l4pds>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX