

ZONCARE

Głowica liniowa Zoncare 8L4PF 3,5–16,0 MHz

Głowica liniowa 3,5–16,0 MHz do aparatów Zoncare VU60, VU3EXP. Jama brzuszna i tkanki powierzchowne.



Cena na zapytanie

Kod produktu	ZON-GL-8L4PF
Producent	Zoncare
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-liniowa-zoncare-8l4pf

Opis

Głowica liniowa o najszerszym paśmie

Głowica liniowa 3,5–16 MHz do aparatów VU60 i VU3EXP. Szerokie pasmo – od 3,5 MHz w dół do 16 MHz w górę – to jej główny atut: tą samą głowicą można obejrzeć struktury powierzchowne u kota z rozdzielczością 16 MHz i zejść niżej u średniego psa, gdzie zwykła liniowa już nie sięga. Producent wskazuje zastosowania: jama brzuszna i tkanki powierzchowne.

Głowica 8L4PF w praktyce

W zestawie do VU60/VU3EXP jest alternatywą dla 10L2PD (4,2–16 MHz) i 7L4PDS (4,2–15 MHz). Jeśli w praktyce oprócz kotów i małych psów są też średnie psy, u których liniowa ma służyć do jelit i węzłów chłonnych, szersze pasmo 8L4PF daje większy zapas.

Zamówienie głowicy liniowej 8L4PF

Cena na zapytanie, w zestawie z aparatem VU60, VU3EXP, ViV40 albo osobno. Głowica liniowa daje najwyższą rozdzielczość, ale też najmniejszą penetrację, więc dobrze jest mieć ją obok micro-convex, a nie zamiast niego. Przy badaniach tkanek powierzchownych i kontroli wkluc przydaje się osłona jałowa na głowicę – zapytaj o nią przy wycenie.

Dane techniczne

Kod produktu	ZON-GL-8L4PF
Numer katalogowy producenta	8L4PF
Producent	Zoncare
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/glowica-liniowa-zoncare-8l4pf>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX